

المملكة العربية السعودية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الادارة العامة لتصميم وتطوير المناهج



تخصص تقنية التصنيع الغذائي

الأحياء الدقيقة في الأغذية

(عملي)

١٥٠ صنع

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد :

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخريج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية "الأحياء الدقيقة في الأغذية - عملي" لمتدربى قسم "تقنية التصنيع الغذائي" للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمـة لهذا التخصص. والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عزوجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمـة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب الدعاء.

تہذیب

عرف تأثير الميكروبات منذ قديم الزمان حيث حفظ الإنسان القديم غذاءه من الفساد بطرق عديدة كالتجفيف والتمليح، ولكن علم الميكروبولوجي بوضعه الحالي يعتبر من العلوم الحديثة التي برزت إلى العالم منذ حوالي قرن ونصف تقريباً، وهذا العلم يعني بدراسة الأحياء الدقيقة عموماً من حيث الشكل والتركيب والخواص الفسيولوجية والمزرعية وأهميتها من الناحية الطبية والزراعية والتصنيعية. وقد حدث تطور سريع لهذا العلم في السنتين الأخيرة، وأصبح له أهمية كبيرة في حياة الإنسان ورفاهيته، وليس أدل على ذلك من استغلال الميكروبات في كثير من الصناعات الغذائية مثل صناعة الألبان ومنتجاتها، التخمرات المختلفة، كما يمكن إنتاج الفيتامينات والإنزيمات والأحماض العضوية وغيرها من المنتجات الهامة واللازمة لكثير من الصناعات.

ولقد وضعت هذه الحقيقة كمقرر تدريسي لمتدربى قسم تقنية التصنيع الغذائى وروعى فيها الآتى:

- التعرف على مصادر التلوث.
 - التعرف على شكل المستعمرات البكتيرية والخمائر والفطريات.
 - دراسة بعض الاختبارات التي تجرى على بعض المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 - دراسة بكتريولوجيا المياه، والتعرف على كيفية معرفة التلوث من عدمه.
 - ميكروبئولوجيا الأغذية والتوكسينات الميكروبية.
 - ميكروبئولوجيا الألبان والميكروبوات المرضية بال لبن.
 - البيئات والمحاليل والأدلة المستخدمة في إجراء الاختبارات الالزمة للكشف والتعرف على الأحياء الدقيقة.

إننا نرجو أن تكون هذه الحقيقة مرجعاً وافياً لمتدربي قسم تقنية التصنيع الغذائي. ولقد رأينا أن تشمل هذه الحقيقة أحد التردد المستعملة في دراسة الميكروبولوجيا من الناحية العلمية، كما زودناه بكثير من الأشكال والجدوال التي تفيد في الحياة العملية.

الأحياء الدقيقة في الأغذية

الاحتياطات الواجب اتباعها

الاحتياطات الواجب اتباعها في مختبر الأحياء الدقيقة في الأغذية

- ١- يمنع التدخين أو الأكل أثناء العمل وبالمختبر حيث أن أيدي القائمين بالعمل من حيث نزع السدادات القطنية أو رج العينات أو أخذ العينة بواسطة الماصلات قد تتلوث بالبكتيريا وعليه فإن التدخين أو الأكل بمثل هذه الأيدي هي إحدى وسائل نقل البكتيريا إلى الإنسان وجهازه الهضمي أو التنفسى.
 - ٢- يجب تجنب وضع الماصلات المستعملة على المنضدة أو لمس هذه الماصلات باليد حيث أن سطحها الخارجي دائماً وأبداً ما يكون ملوثاً باليكروبات التي نقلناها بها.
 - ٣- يجب أن تكون سطوح طاولات المختبر ملساء وذلك لسهولة وفعالية تعقيمها.
 - ٤- يجب غسل الأيدي بمحلول مطهر أو بالماء والصابون جيداً وتجفيفها ويجب أن تكون الأيدي جافة
- أثناء العمل
- ٥- يستعمل خلاط ذو غطاء محكم دائماً لخلط العينات حتى يتتجنب نشر أجزاء من العينة بالعمل والتي قد تكون إحدى مسببات الأمراض.
 - ٦- يجب تغطية منطقة العمل على طاولات المختبر بأوراق لها قابلية الامتصاص أينما يكون احتمال انسكاب المحاليل التي تحوي البكتيريا المرضية أو سموها.
 - ٧- تغمر كافة الماصلات التي استخدمت في نقل مواد العدوى أو السموم أو الميكروبات في محلول معقم وقاتل للأحياء الدقيقة ومن ثم تنقل إلى محلول الغسيل وأخيراً بواسطة جهاز التعقيم تحت درجات عالية مع كافة اللوازم المستخدمة لتلك الأعمال ومن ضمنها بالطوا المعمل

التعرف على الأجهزة المستخدمة في مختبر الأحياء الدقيقة

الكائنات الحية الدقيقة هي مجموعة من الكائنات الحية متاهية في الصغر لاترى بالعين المجردة حيث يقل حجمها إلى درجة لا تستطيع معها العين المجردة رؤيتها، وهي عامة تتكون من خلية واحدة تقوم بجميع الوظائف الحيوية (الحركة، التنفس، التغذية، الإخراج- الخ) لما كانت الكائنات الحية الدقيقة لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، ومع عظم تأثيرها على الإنسان سواء بالنفع أو بالضرر فكان لا بد من العمل على إيجاد الأجهزة والوسائل التي تمكنا من دراسة هذه الكائنات الحية.

أنواع الأحياء الدقيقة:

- ١ - البكتيريا
- ٢ - الخمائر
- ٣ - الفطريات
- ٤ - الفيروسات

وتختلف هذه الكائنات الحية في أنواعها وتركيبها وصفاتها، حيث منها النافع للإنسان مثل بكتيريا التخمر (صناعة منتجات الألبان، منتجات الخبز)، ومنها ما هو ضار مثل البكتيريا المسئولة للفساد الغذائي، والمسئولة للتسمم الغذائي


(١) الميكروسكوب المركب:

يستخدم للتعرف على الكائنات الحية الدقيقة حيث يقوم بتكبير صورتها بما يمكننا من دراستها والتعرف على صفاتها، وكيفية الاستفادة منها.

تركيب الميكروسكوب المركب:-

١- العدسة العينية: Eye piece وهي التي تثبت في الطرف العلوي في أنبوب السحب، وهي عبارة عن عدسة مركبة (أي تكون من مجموعة من العدسات).

- ٢- العدسة الشieiّة: Objective piece وهي التي تثبت في الطرف السفلي في أنبوب السحب، وهي عبارة عن عدسة مركبة (أي تتكون من مجموعة من العدسات) وهذه العدسات ذات قوة تكبيرية مختلفة.
- ٣- المسرح: حيث توضع عليها الشرائح ومزودة بفتحة في مركزها ليمر فيها الضوء، وذلك حتى تكون الصورة واضحة.
- ٤- مصدر للإضاءة: عبارة عن مصدر للضوء طبيعي أو مصدر كهربائي.
- ٥- المكثف: يتم عن طريقه التحكم في قوة الإضاءة.
- والشكل التالي يوضح فيه الميكروسكوب المركب.



(٢) الأوتوكلاف (المعقم)

إن معظم الدراسات الميكروبيولوجية تعتمد على المزارع النقية أي التي ينمو بها نوع واحد من الكائنات الدقيقة، وهذه تتطلب لنموها بيئة غذائية معقمة. والتعقيم عبارة عن العمليات التي من شأنها قتل أو إزالة كل الكائنات الحية الدقيقة من الوسط المراد تعقيمه سواء كان ذلك الوسط بيئة غذائية أو محاليل مختلفة وأماكن أو مسطحات محدودة في أبعادها وأحجامها. والأشياء المعقمة يمكن الاحتفاظ بها على صورة معقمة طالما أمكن المحافظة عليها من التلوث الخارجي وعادة يتم التعقيم باتباع طرق تعتمد على أساس فизيائية أو كيميائية أو ميكانيكية. ومن هذه الطرق هي استخدام الأوتوكلاف.

جهاز الأوتوكلاف

عبارة عن أسطوانة معدنية عادة تصنع من الصلب أو من سبائك معدنية قوية تتحمل ضغط قد تصل إلى ٣٠ رطل / بوصة^٢ على الأقل، له غطاء يقفل بإحكام بعد أن توضع به المواد المراد تعقيمهها، وبعد التأكد من احتواء الجهاز على الماء إلى الارتفاع المناسب مع ترك الصنبور مفتوحا ثم يوصل التيار الكهربائي ويدفع به بخار الماء، وعندما يشاهد البخار خارجا بشدة من الصنبور فإن هذا يعني خلو الجهاز من الهواء وامتلاء بالبخار. عندئذ يقفل الصنبور جيدا ويترك البخار ينضغط بداخل الجهاز حتى يصل إلى الضغط المطلوب وهو ١٥ رطل / بوصة^٢ ويعرف ذلك بالاستعانة بالمانومتر المتصل بالجهاز وبالتالي يصل درجة الحرارة إلى ٦٠ و ١٢١ م° وعند هذه الدرجة يحسب وقت التعقيم الذي يختلف باختلاف طبيعة المواد وحجم المواد المراد تعقيمهها. بعد انتهاء مدة التعقيم يغلق الجهاز ويترك دون فتح حتى ينخفض الضغط بداخل الجهاز. والشكل التالي يوضح صورة للاوتوكلاف.



صورة جهاز الأوتوكلاف

٣- الحضان الكهربائي Microbiological incubator

هو جهاز يستخدم في تربية البيئات الملائمة وذلك عن طريق التحكم في درجة الحرارة بواسطة الترمومترات.



٤- المجف الكهربائي Drying oven

جهاز يستخدم لتجفيف العينات، الأدوات المستخدمة وذلك للتخلص من أكبر قدر من الرطوبة.



الأحياء الدقيقة في الأغذية

مصادر التلوث في الأغذية

الجدارة: التعرف على مصادر التلوث في الأغذية (الترية- الماء- الإنسان- الكائنات الحية).

الأهداف:

- ١- أن يقوم المتدرب بالتعرف على مصادر التلوث المختلفة بعد إجراء الاختبارات الميكروبيولوجية.
- ٢- أن يتعلم المتدرب كيفية إعداد البيئات وتعقيمها.
- ٣- أن يقوم المتدرب باستخدام الميكروسكوب بالطريقة الصحيحة.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة بنسبة٪٩٥.

الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة: ساعتان

الوسائل المساعدة:

- ١- وجود مختبر للأحياء الدقيقة مجهز بجميع الأدوات الازمة لإجراء الاختبارات المختلفة.
- ٢- وجود بعض الأجهزة المساعدة مثل: المعمم- الحضان الكهربائي- جهاز العد الكلي للبكتيريا.
- ٣- استخدام اللوحات التوضيحية المبينة لأشكال الكائنات الحية الدقيقة.

متطلبات الجدارة:

- ١- أن يكون المتدرب قادرا على تطبيق خطوات التجربة بدقة والتعرف على أنواع الأحياء الدقيقة التي قام بتنميتها.
- ٢- تحتاج الجدارة الى التدريب مسبقا على كيفية استخدام الأجهزة التي تستخدم في الاختبار.

التدريب العملي الأول

انتشار الأحياء الدقيقة في الطبيعة (مصادر تلوث الغذاء)

البيئات المطلوبة:

١- بيئة الأجراء المغذي

تستخدم هذه البيئة للحصول على مجاميع معزولة من البكتيريا ، وهي تعتبر من أكثر البيئات الصلبة شيوعا في الأعمال البكتريولوجية. وهى عبارة عن بيئة المرق المغذي مضافا إليها الأجراء.

الأدوات والمواد الازمة لتحضير البيئة

١- لتر مرق مغذي بدون ضبط الـ pH.

٢- أجراء أجراء.

٣- حلة ذات جدارين أو حمام مائي.

٤- دليل بروم ثيمول الأزرق.

٥- صندوق مقارنة الألوان.

٦- محلول صأ يد١، ع٩، ع٩.

٧- ماصات- سجاجات- أقماع- أنابيب اختبار- أطباق بتري معقمة- سدادات قطنية.

طريقة العمل

١- تحضير المرق المغذي والذي يتكون من

مستخلص لحم ٣ جم، بيتون ١٠ جم، وماء مقطر ١٠٠٠ مل.

- أ- إذابة المكونات في الماء ثم الغلي في حمام مائي ويضبط الـ pH إلى ٧.
- ب- الترشيح ثم التعبئة في أنابيب التعقيم في الأوتوكلاف على ١٢١ م وتحت ضغط ١٥ رطل / بوصة مربعة ولمدة ١٥ دقيقة.
- ٢- يوضع لتر من المرق المغذي في الحلة ذات الجدارين ويضاف إليه ١٥ جم أجار أجار (الأجار بنسبة ١٥٪ - ٢٪).
- ٣- تغلق البيئة حتى يذوب الأجر.
- ٤- إضافة قليلاً من الماء لتعويض الفاقد بالتبخير.
- ٥- ضبط الـ pH إلى ٧.
- ٦- ترشيح البيئة وهي ساخنة في مرشح بوخرنر مع استعمال ورق ترشيح مفتت في ماء ساخن وعلى شكل طبقة بين ورقي ترشيح في هذا المرشح.
- ### طريقة عمل الاختبار
١. سيخ بيئه الأجر المغذي على درجة ١٠٠°C ثم يبرد إلى درجة ٤٥°C قبل صب الأطباق.
 ٢. صب أطباق بتري المعقمة بالأجر ويوزع الأجر في هذه الأطباق، وذلك بتحريك الطبق حركة دائيرية بسيطة باتجاه عقرب الساعة وبعكسه، إلى الأمام وإلى الخلف بحيث ينتشر الأجر ويتوسع توزيعاً منتظماً ويراعى عدم التحرير بقوة حتى لا يتلوث غطاء الطبق بالأجر.
 ٣. يترك الطبق ليبرد الأجر ويصلب.
 ٤. بعد صلابة الأجر يجرى ما يلي:
 - أ) ينشر قليل من التربة على سطح الأجر.

- ب) بآيدي أحد العمال يمسح سطح الأجر.
- ت) بأحد الأوعية أو الأواني المستعملة يلمس سطح الأجر.
- ث) تشر بعض العلائق على سطح الأجر
- ج) يترك أحد الأطباق لمدة نصف ساعة مكشوفة للهواء.
- ح) يكتب على غطاء الطبق نوع المعاملة.
- خ) يقلب الطبق بحيث يصير الغطاء إلى الأسفل والقاع إلى الأعلى حتى لا تسقط قطرات الماء المتكتشف في الغطاء على سطح الأجر فيعمل ذلك على تداخل المجاميع البكتيرية فلا يمكن تمييزها.
- د) توضع الأطباق بهذه الصورة في الحضان Incubator على درجة 37°C لمدة ٤٨ ساعة ثم يلاحظ أشكال وأنواع المجاميع النامية على سطح هذا الأجر.
- ذ) بعد ذلك تفحص كل مجموعة على حدة وذلك بعد معرفة لون وشكل وسطح ونوع الحافة وانتشار هذه المجاميع وذلك بصبغها بطريقة جرام وفحصها ميكروسكوبيا.

التدريب العملي

أمامك بيئة الأجار المغذي والمطلوب اتباع الخطوات المذكورة سابقا لإجراء الاختبار، ثم دون

النتائج في الجدول التالي:

الانتشار	نوع الحافة	شكل السطح	الشكل	اللون	نوع التلوث	م
					التربة	١
					لمس أحد العمال	٢
					مسح الأواني	٣
					نشر بعض العلائق	٤
					النفخ في الطبق	٥
					ترك طبق معرض للهواء الجوي ٣٠ ق	٦
					مسح الطاولة	٧
					طبق بدون معاملة	٨

أسئلة

س ١: أكمل العبارات التالية:

- ١- تكون بيئة المرق المغذي من
 - ٢- يجب ضبط الـ pH لبيئة المرق المغذي عند
 - ٣- ترشح البيئة وهي ساخنة بواسطة
 - ٤- تعقم البيئة على درجة حرارة وتحت ضغط ولادة
 - ٥- يتم التحضير على درجة حرارة

س٢: اذکر مصادر التلوث؟ مع ذکر مثال علی کل نوع؟

٣: حاول رسم الأشكال التي حصلت عليها بعد الاختبار؟

الأحياء الدقيقة في الأغذية

مواصفات المستعمرات البكتيرية

الجدارة: التعرف على المواصفات الخاصة بالمستعمرات البكتيرية.

الأهداف:

- ١- أن يقوم المتدرب بالتدريب على كيفية تحضير البيئات وتعقيمها جيداً.
- ٢- أن يقوم المتدرب بالتعرف على شكل المستعمرات البكتيرية ووصفها باستخدام الميكروسكوب المركب.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة بنسبة ٩٥٪.

الوقت المتوقع للتدريب على الجداره: ساعتان.

الوسائل المساعدة

- ١- وجود مختبر للأحياء الدقيقة مجهز بجميع الأدوات الازمة لإجراء الاختبارات المختلفة.
- ٢- وجود بعض الأجهزة المساعدة مثل: المعمم - الحضان الكهربائي - جهاز العد الكلي للبكتيريا.
- ٣- استخدام اللوحات التوضيحية المبينة لأشكال الكائنات الحية الدقيقة.

متطلبات الجداره:


- ١- أن يكون المتدرب قادراً على تطبيق خطوات التجربة بدقة والتعرف على أنواع الأحياء الدقيقة التي قام بتنميتها.
- ٢- تحتاج الجداره إلى التدريب مسبقاً على كيفية استخدام الأجهزة التي تستخدم في الاختبار.

مواصفات المستعمرات البكتيرية

تمى البكتيريا عادة على بيئات خاصة وتستعمل البيئة لأغراض عديدة فتستعمل لحفظ الميكروب واستكثاره ودراسة خواصه الفسيولوجية وتشجيعه على إنتاج مواد تستعمل في أغراض الصناعية كإنتاج الكحولات والأحماض العضوية وخلافة.

والتدريب التالي يعطينا معلومات حول هذه المستعمرات البكتيرية من حيث:

- ١- **الشكل:** دائري- اهليجي- مغزلي- مثلث الأقسام- قوقي- غير منتظم- شكل الوردة- جذري- خطي (شكل ٨).
- ٢- **التركيب:** حبيبي- متراكم- حبيبي خشن- ذو مناطق دائرية- شبكي- مغضن- مجعد- به مجاميع ثانوية.
- ٣- **الحافة:** كاملة- هدية- متوجة- مفصصة- ممزقة.
- ٤- **الارتفاع:** مسطح- قطرى- مرتفع- مدرج- محدب.
- ٥- **القوام:** هش- صلب- لزج- مائى- ثقيل.
- ٦- **اللون:** لون المجموعة ولون البيئة حولها.
- ٧- **الشفافية:** نصف شفاف- معتم- شفافة.
- ٨- **الانتشار:** لا حظ ما إذا كانت المجموعة منتشرة على سطح البيئة أو محدودة.
- ٩- **الحجم:** يقاس قطر بعض المجاميع بالملليمتر في طبق يحتوي على عدد منها وتحتلت المجاميع من حيث الحجم وقد يكون بعضها صغيراً جداً يكاد يرى بالعين المجردة وفي هذه الحالة تفحص المجاميع بالعدسة اليدوية أو الدوارة Binocular لبعض المجموعات التي ظهرت مع ملاحظة النقط السابقة.



شكل(٨) أشكال البكتيريا

نمو البكتيريا والتغيرات الكيماوية الحيوية التي تحدثها في البيئات العادمة.

البيئات والأدوات والمواد الازمة:

١- بيئة المرق المغذي Nutrient broth

- أ- مكونات البيئة: مستخلص لحم ٣ جم، بيتون ٠١ جم، ماء مقطر ١٠٠٠ سم٢.
- ب- طريقة التحضير:
 - ١- خلط المكونات.
 - ٢- غلي المكونات في الحمام المائي.
 - ٣- يسخن الحمام المائي حتى الغليان مع ملاحظة أن يجب تعويض النقص في الماء نتيجة التبخير.
 - ٤- تترك البيئة حتى تبرد ، ثم ضبط الـ pH إلى ٧ أو ٦.
 - ٥- الترشيح باستعمال مرشح بوخر.
 - ٦- تعبئه البيئة في أنابيب أو دوارق مناسبة وتغطى بسدادات قطنية ثم تعقم في الأوتوكلاف على درجة حرارة ١٢١ م° وتحت ضغط ١٥ رطل / بوصة مربعة ولمدة ١٥ دقيقة.

٢- بيئة الجيلاتين المغذي Nutrient gelatin broth

الأدوات والمواد الازمة:

لتر مرق مغذي بدون ضبط الرقم الأيدروجيني- جيلا تين، حمام مائي- دليل بروم ثيمول الأزرق- محلول هيدروكسيد الصوديوم ٩٠٪، ١٪- صندوق مقارنة الألوان- ماصات- سحاكات- أنابيب اختبار- قمع ترشيح- قطن.

طريقة التحضير:

- ١- ضع المرق المغذي في الحمام المائي ثم أضف إليه الجيلاتين بنسبة ١٥٪.
- ٢- سخن البيئة حتى يذوب الجيلاتين.
- ٣- أضف الماء لتعويض الفاقد بالتبخير.
- ٤- اضبط الـ pH إلى ٧.
- ٥- رشح البيئة وهي ساخنة في قمع بوخر.
- ٦- املأ الأنابيب بحوالي ٧ سم ٣ لكل أنبوبة ثم أغلقها بالسدادات القطنية.
- ٧- عقم في جهاز الأوتوكلاف بالتعقيم المتقطع مدة ٢٠ دقيقة على ٣ أيام متتالية.

الكلمات المفتاحية:**٣- بيئة الأجرام المغذى المائل Nutrient agar slant**

التحضير مثل بيئة الأجراء الصلبة فيما عدا عند التعبئة تعبأ كل أنبوبة بواقع ٥ مل ثم تعقم وبعد خروجها من جهاز الأوتوكلاف توضع في وضع مائل حتى يتصلب الأجراء.

٤- بيئة لبن دوار الشمس Litmus milk**الأدوات والم مواد ال لازمة :**

لبن فرز (مجفف) ١٠٠ جم، دليل عباد الشمس ١ جم، ماء مقطر ١٠٠٠ مل تخلط المكونات معا ثم التعقيم في جهاز الأوتوكلاف على درجة حرارة ١٢١° م، لمدة ٢٠ دقيقة ولمدة ٣ أيام متتالية.

٥- بيئة أجراء الجلوكوز العميق**وتحضر كالتالي:**

- ١ يحضر ا لتر من بيئة الأجراء المغذى المتعادل والمرشح.
- ٢ إضافة ١٠ جم جلوكوز.

٣ التعبئة في أنابيب وتعقم في جهاز الأوتوكلاف تعقيما متقطعاً ١٢١° م لمدة ٢٠ دقيقة يومياً لمدة ٣ أيام متتالية.

٦- المزارع السابقة التي حصلت عليها من الدرس السابق.**طريقة العمل**

١٠ لقح مجموعة البيئات السابقة بكل نوع من المزارع على حدة ٢٠ تحضن البيئات السابقة على درجة ٢٢° م لمدة شهر وصف على فترات (يومياً في الأسبوع الأول مررتين أسبوعياً في المدة ال باقية) ما تحدثه الميكروبات في كل من البيئات السابقة على النحو التالي:

١- بيئة المرق المغذي:

- لاحظ تكوين غشاء على السطح وهل الغشاء مجعد أم أملس أم جلدي أم حلقي وهل الغشاء تحت السطح أم فوق السطح.

- لاحظ ما إذا كانت البيئة عكرة أو رائقة، هل يوجد راسب أم لا. اختبر قوام البيئة لوجود لزوجة من عدمه باستعمال إبرة التلقيح.

- اختبر الرقم الأيدروجيني للبيئة وقارن ذلك ببيئة غير ملحة.

٢- بيئة الجيلاتين المغذي

- تلقيح هذه البيئة بطريقة الوخذ وتحضن وفي حالة عدم إسالة الجيلاتين يلاحظ شكل النمو فقد

- يكون على هيئة كرات صغيرة متصلة. خيطي- سبغي- معرج- هدب- شجري.
- وفي حالة إسالة الجيلاتين لاحظ شكل الإسالة فقد يكون إبريقي- فنجاني.

-٣- بيئة الأجار المغذي المائل

- لاحظ اللون واللمعان والقوام والشفافية ولون البيئة.

٤- بيئة لبن تباع الشمس:

لاحظ التغيرات الآتية:

- لا تغير في المظهر.

تجبن.

تجبن مع ظهور الشرش.

•

إذابة الخثرة لاحظ لون دليل تباع الشمس كما لاحظ تكوين فقاعات غازية من عدمه.

-٥- بيئة أجار الجلوكوز العميق


- لقح هذه البيئة بالوخز.

لاحظ شكل النمو مثل في بيئة الجيلاتين.

•

لاحظ مكان النمو فقد يكون سطحياً (هوائي) أو داخل البيئة عند القاعدة فيكون (لا هوائي)
أو في البيئة عموماً فيكون لا هوائيا اختيارياً.

والشكل التالي يوضح شكل المستعمرات البكتيرية النامية على البيئة في طبق بتري.(شكل ٣)



شكل (٣) يبين شكل البكتيريا النامية في طبق بتري.

التدريب العملي

أمامك البيئات التي قمت بتحضيرها وهي:-

- ١- بيئة المرق المغذي.
- ٢- بيئة الجيلاتين المغذي.
- ٣- بيئة الأجار المغذي المائل.
- ٤- بيئة لبن دوار الشمس.
- ٥- بيئة أجار الجلوكوز العميق.

والمطلوب اتباع الخطوات التي ذكرت وتدوين النتائج في الجدول التالي:

التجربة	الشفافية	القوام	اللمعان	اللون	شكل النمو	رقم pH	حالة البيئة		تكوين الغشاء	نوع البيئة	م
							عكرة	رائقة			
									المقرن المغذي	١	
									الجيلاتين المغذي	٢	
									الأجار المغذي المائل	٣	
									لبن دوار الشمس	٤	
									أجار جلوكوز عميق	٥	

أسئلة

س١: ضع علامة (✓) أو (X) أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ:

- () ١- ليس من أشكال البكتيريا الشكل الدائري
- () ٢- يجب ضبط الـ pH في بيئة المرق المغذي عند $\text{pH} = 5$
- () ٣- تعقم البيئة على درجة حرارة 37°C
- () ٤- يستخدم جهاز الحضان في ضبط حموضة البيئة
- .() ٥- يضاف دليل البروموثيمول الأزرق إلى بيئة أجار الجلوكوز العميق.

س٢: ما هو السبب في إضافة دليل دوار الشمس إلى البيئة؟

س٣: ما فائدة كل من:

- ١- قمع بوخر:-
- ٢- محلول هيدروكسيد الصوديوم او عياري:-
- ٣- الحمام المائي:-
- ٤- الماصات:-

٥- المعقم:-

- - - - -

٦- الحضان:-

- - - - -

- - - - -

- - - - -

٧- المجفف:-

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

الأحياء الدقيقة في الأغذية

الفطريات في الأغذية

الفطريات في الأغذية

الفطريات تنمو على الطعام و يعرف ذلك بمظهرها الزغبي أو الوبري أو القطني التي تتلوّن في بعض الأحوال، وقد يتغير لونها إلى اللون الداكن، واللون ينتج لتكشف الجراثيم الملوّنة و ظهورها على السطح الذي ينمو عليه الفطر، وعادة الغذاء المصابة بالعفن هذا يكون غير صالح للأكل عموماً تنتشر الفطريات على نطاق واسع في الجو وفي الأطعمة وخاصة بالأطعمة الحامضية منها وإذا تركت الفطريات بهذه الأطعمة فإنها تنمو على سطحها وتسبب فسادها.

الأدوات والمواد المستعملة:

- بيئة أجار المولت Malt agar
- مكونات البيئة: مستخلص المولت ٣٠ جم، أجار ٢٠ جم، ماء مقطر ١٠٠٠ مل.
تحضير البيئة:
 - ١- تغلي المكونات في حمام مائي بعد خلطها (إذابة الأجار).
 - ٢- ضبط الـ pH إلى ٥,٥
- الترشيح والتعبئة والتعقيم في جهاز الأوتوكلاف على ١٢١ °م تحت ضغط ١٥ رطل / بوصة مربعة ولمدة ١٥ دقيقة.
- بيئة المولات الصلبة:
مكونات البيئة:
عسل أسود ٢٠ جم، أجار ٢٠ جم، مرق مغذي ٩٦٠ مل.

طريقة التحضير:


- تغلي المكونات بعد خلطها في حمام مائي.
- ضبط الـ pH إلى ٥,٥
- الترشيح والتعبئة والتعقيم في جهاز الأوتوكلاف لمدة ٢٠ دقيقة ولمدة ٣ أيام متتالية.
- محلول لاكتوفينول Lactophenol solution

يتكون محلول اللاكتوفينول من: بلورات الفينول ٢٠ جم، حامض لاكتيك ٢٠ جم، جليسرين،

٤٠ جم، ماء مقطر ٤٠ مل. وتحللت المكونات وتحفظ في زجاجات بنية اللون. أطباق بترية معقمة.

طريقة العمل:


- ١- سيخ أنابيب أحجار المولت وصبها في الأطباق.
- ٢- بعد أن تجمد البيئة افتح بعض الأطباق وعرضها للهواء مدة ٥-١٠ دقائق. ثم اقلب الأطباق واتركها على درجة حرارة المعمل لمدة أسبوع
- ٣- خذ خمس إبر من كل من الجبن والزبد والشراب والمربى... الخ التي أمامك، ثم لقح بها الأطباق المحتوية على البيئة والمحضرة كما في رقم (١) وذلك بطريقة التخطيط ثم اتركها على درجة حرارة المعمل للأسبوع القادم.
- ٤- لاحظ نمو مجاميع الفطريات بالأطباق ثم خذ بالإبرة المعقمة المبللة بمحلول جليسرين جزءاً من الفطر. يحتوي على ميسليوم وحامض الجراثيم والجراثيم.
- ٥- ضع هذا الجزء في نقطة من محلول اللاكتوفينول على شريحة زجاجية وغطه بغطاء الشريحة ثم افحصها بالعدسة الصغرى ثم الكبيرة. ارسم ما تراه وحاول تعيين نوع الفطر ولاحظ الآتي:
 - أ- الميسليوم:**
مقسم أو غير مقسم.
 - ب- الجراثيم غير التزاوجية:**
كوييندات أو سيرانجيوسبيورز حجمها، لونها، شكلها، إذا كانت خشنة أو مسننة، تركيبها خلية واحدة أو اثنين أو أكثر.
 - ج- أجسام ثمرية:**
 - إذا كانت سبورانجيوم لاحظ الحجم، اللون والشكل والموضع.
 - إذا كانت تحمل كوييندات إذا ما كانت واحدة أو أكثر من كوييندية على الحامل الكوييندي بشكل وتركيب الترجمات، ترتيب الكوييندات ومميزاتها إذا ما كانت الكوييندات متصلة معها.
 - د- مميزات أخرى:** مثل الستولين الرايزود Foot cell أو إذا كانت مكونة جراثيم كلاميدية أو غيرها.
 - ه- ارسم عينات من الفطريات وذلك للتعرف على صفاتها (مستعيناً بالأشكال ٤، ٥، ٦) الموجودة بالصفحة التالية)**



شكل(٤) الشكل المجهرى لفطر *Rhizopus nigricans*



شكل(٥) الشكل المجهرى لفطر *Candida.sp*



شكل(٦)الشكل المجهرى لفطر *Tren.sp*

التدريب العملي

أمامك البيئات التي قمت بتحضيرها

١- بيئة أجار المولت.

٢- بيئة المولاسا الصلبة.

والمطلوب اتباع الخطوات التي ذكرت سابقا ثم دون النتائج في الجدول التالي:

الأجسام الثمرية			الجراثيم غير التزاوجية				الميسليوم		نوع المادة المستخدمة في التلقيح	م
الشكل	اللون	الموضع	التركيب	الشكل	الحجم	اللون	غير مقسم	مقسم		
									الجين	١
									الزيد	٢
									شراب طبيعي	٣
									مربي	٤
									خبز رطب	٥

أسئلة

س ١: ما هى الفطريات؟ ومم تترکب؟

٦٢: لماذا يضبط الـ pH لبيئة الفطريات عند ٥٥%

س٣: ارسم عينات من الفطريات التي تحصلت عليها وتعرفت عليها تحت الميكروسكوب وذلك للتعرف على صفاتها.

الأحياء الدقيقة في الأغذية

الخمائر في الأغذية

ال الخمائر في الأغذية

الخمائر فطريات تتبع عائلات عديدة وهي تتکاثر بالتلرعم أو بالانقسام الثنائي البسيط أو بالتجرثم في الأنواعاً التابعة للاسکومیسیتس *Saccharomyces* وأهمها ما يتبع جنس *Cerevisiae* S. التي تستعمل في صناعياً في تخمير الخبز أو إنتاج الكحول ويشمل أنواع عديدة منها *Torulopsis* وهي الجليسيرول وتوجد أنواع أخرى من الخميرة الكاذبة تسمى False yeast التي منها جنس *Film forming yeasts* تحدث تخمرات غير مرغوب فيها ولكنها تستعمل صناعياً في بعض الأغراض الطبية كما أن بعضها يستعمل كفدااء.

وعموماً تتمو الخميرة في البيئات السائلة على الصورة الآتية:

١. خميرة غشائية *Film forming yeasts* تؤكّسد الأحماض العضوية والسكريات والكحولات.

٢. خميرة سطحية *Top yeasts* تستعمل في صناعة البيرة المسمّاة الـ Ale beer.

٣. خميرة قاعية *Bottom yeasts* تستعمل في صناعة البيرة المسمّاة لاجر Lager beer.

الأدوات والمُواد الالزمة:

أ- بيئة خميرة تحمل التركيزات العالية *Osmophilic yeasts* (بيون السكريات)

١- يحضر لتر من بيئة المرق المغذي ويضاف إليه السكر المراد اختبار تحلله (الجلوكوز- السكروز) بواقع ٥ جم.

٢- يضاف محلول دليل بروم ثيمول الأزرق ١ مل.

٣- تملا الأنابيب ويوضع بكل منها ٧ مل مع وضع أنبوبة در هام.

٤- التعقيم في جهاز الاوتوكلاف على درجة حرارة ١٢١ م وتحت ضغط ١٥ رطل / بوصة مربعة ولمدة ١٥ دق.

ب- بيئة مرق الجلوکوز المغذي

مثل بيئة بيون السكريات مع إضافة سكر الجلوکوز ٥ جم.

ج- بيئة لبن دوار الشمس: ذكرت سابقا.

د- دليل بروموثيمول الأزرق:

الدليل ٦ جم، كحول ٩٥٪ ٥٠٠ مل، ماء مقطر ٥٠٠ مل، حيث يذاب الدليل في الكحول ثم يضاف الماء والترشيح.

هـ- بيئة أجار عصير البرتقال المائي: تكون من:-
 تربتون ١٠ جم، مستخلص الخميرة ٣ جم، جلوكوز ٤ جم، فوسفات ثنائي الصوديوم ٣ جم، عصير برتقال ٢٠ مل، أجار ٥٪، ماء مقطر ٨٠٠ مل يحضر عصير البرتقال بتسخين لتر من العصير الطازج إلى ٩٣ م تقريريا ثم الترشيح في مرشح بوخر ثم التعقيم على ١٥ رطل لمدة ١٥ دقيقة.
 بالإضافة إلى ما سبق يجب أن تتوفر المواد الآتية:
 ١- مزرعة من خميرة (حقيقية) مثل *S. cerevisiae*
 ٢- مزرعة من خميرة (كاذبة) مثل *Torula*
 ٣- بيئة مرق السكروز المغذي بنسبة ١، ٢٠، ٤٠، ٦٥ سكروز.
 ٤- عصير الكرنب (اللاهانة).
 ٥- مرق اللاكتوز المغذي.
 ٦- بيئة جرودووكوا *Gorodkowa*.

طريقة إجراء الاختبار

قم بتحضير البيئات السابق ذكرها ثم استخدامها في إجراء التجارب التالية

١- خمائير تعيش تحت ضغط أسموري مرتفع Osmophilic yeasts

أ) لقح كل من الأنابيب المحتوية على بيئة مرق السكروز بنسبة ١٪، ٢٠، ٤٠، ٦٥ بمزرعة من ال-Zygosaccharomyces sp مثل Osmophilic yeasts . *S. cerevisiae* خميرة الخباز .

ب) حضن الأنابيب السابقة في درجة حرارة المعمل لمدة تتراوح من ٥-٧ يوم ثم لاحظ مقدار النمو وذلك بالتغيير الظاهر في البيئة وكذلك الغاز المتكون في التركيزات المختلفة.

٢- الخميرة الغشائية Film yeasts

أ- لقح أنبوبة محتوية على عصير الكرنب Sauer kraut juice (٥ مل) بخميرة غشائية وأخرى بخميرة *S. cerevisiae* قدر الرقم الأيدروجيني للعصير قبل التحضير بواسطة pH-meter أو بواسطة ورق الرقم الأيدروجيني.

ب- حضن الأنبوبتين في درجة حرارة المعمل ولمدة ٧ أيام لاحظ شكل النمو ورائحة كل من الأنبوبتين ثم قدر الرقم الأيدروجيني في العصير لكل أنبوبة.

- ٣- الخمائر الخميرة للسكر Sugar fermenting yeast**
- أ- لقح أنبوبة من مرق الجلوكوز وأنبوبة من مرق اللاكتوز وثالثة من بيئة لبن تباع الشمس بنوع من الخميرة الكاذبة التي تخمر اللاكتوز (*Torula*) ثم لقح مجموعة أخرى من البيئات الأخرى بخميرة بيرة التي لا تخمر اللاكتوز.
- ب- حضن الأنابيب على درجة حرارة المعمل لمدة ٢-٥ يوم ثم اختبره للآتي: النمو، تكوين الغاز، مقدار التعكير والراسب في بيئة المرق، تكوين الغاز والتغير في الرقم الأيدروجيني في بيئة اللبن، رائحة الأنابيب.
- ٤- الخميرة الحقيقية Ascospore Forming:**
- أ- لقح بيئة أجار عصير البرتقال المائل Orange juice sugar slant أو بيئة جور ودكوا Gorodkowa .
بنوع *Zygosaccharomyces* ونوع *S. cerevisiae*.
- ب- حضن على درجة حرارة ٢٥ م ثم اختبر كل أسبوع لمدة تتراوح من ٢-٣ أسابيع للجراثيم الاسكية وللتزاوج ثم دون النتائج المتحصل عليها في جدول.

التدريب العملي

أمامك البيئات التي قمت بتحضيرها وهي:-

١- مزرعة من خميرة (حقيقية) مثل الـ *S. cerevisiae*

٢- مزرعة من خميرة (كاذبة) مثل الـ *Torula*

٣- بيئة مرق السكرroz المغذي بنسبة ١٠، ٢٠، ٤٠، ٦٥٪ سكروز.

٤- عصير الكرنب (اللاهانة).

٥- مرق اللاكتوز المغذي.

٦- بيئة جرودوکوا Gorodkowa.

والمطلوب اتباع الخطوات التي ذكرت في الدرس العملي، وتدوين النتائج في الجدول التالي:

م	وجه المقارنة	ال الخمائر الأسموزية	ال الخمائر الغذائية	ال الخمائر المخمرة للسكريات	ال الخمائر الحقيقية
١	النمو				
٢	التغير في البيئة				
٣	تكوين الغاز				
٤	الرائحة				
٥	pH رقم الـ				
٦	مقدار التغير في البيئة				
٧	مقدار التعكير				

أُمّةٌ

س١: أكمل العبارات التالية:

س٢: ضع علامة (✓) أو (X) أمام العبارات التالية:-

- ١- تحتاج الخمائر رطوبة أقل من الفطريات.
 - ٢- تتمو الخمائر في وسط قاعدي.
 - ٣- الخمائر غير مهمة في صناعة الخبز.
 - ٤- تقوم الخمائر بتحويل المحاليل السكرية إلى كحول تحت الظروف الهاوية.
 - ٥- الخمائر الغشائية تؤكسد الأحماض وتحولها إلى ثاني أكسيد الكربون وماء

س٣: صف ما شاهدته تحت الميكروسكوب؟

الأحياء الدقيقة في الأغذية

بكتريولوجيا المياه

الأهداف:

- أن يقوم المتدرب بالتعرف على شكل البكتيريا الموجود في الماء ووصفها وإجراء العد الكلي.
- أن يتعلم المتدرب كيفية إعداد البيئات وتعقيمها.
- أن يقوم المتدرب باستخدام الميكروسكوب بالطريقة الصحيحة.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة بنسبة ٩٥٪.

الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة: ساعتان.

الوسائل المساعدة:

- وجود مختبر للأحياء الدقيقة مجهز بجميع الأدوات الازمة لإجراء الاختبارات المختلفة.
- وجود بعض الأجهزة المساعدة مثل: المعمم - الحضان الكهربائي - جهاز العد الكلي للبكتيريا.
- استخدام اللوحات التوضيحية المبينة لأشكال الكائنات الحية الدقيقة.

متطلبات الجدارة:

- أن يكون المتدرب قادراً على تطبيق خطوات التجربة بدقة والتعرف على أنواع الأحياء الدقيقة التي قام بتنميتها.
- تحتاج الجدارة التدريب مسبقاً على كيفية استخدام الأجهزة التي تستخدم في الاختبار.

بكتريولوجيا المياه

تقدر صلاحية المياه للشرب بأربع تحاليل هي:

١- التحاليل الكيماوية:

تقدر فيها الجوامد الكلية والعسر المائي Hardness كذلك يختبر الماء لأنواع من الكيماويات المضرة للإنسان مثل الرصاص السام وأملح الزنك.

٢- الاختبارات الفيزيائية:

ويختبر فيها عما إذا كان بالمياه عكارة واللون والطعم والرائحة

٣- الاختبارات البيولوجية:

ويفحص فيها عن وجود الطحالب والفطريات والبروتوزوا وديدان النيماتودا، عذراء الحشرات التي تنمو على المياه.

٤- الاختبارات البكتريولوجية:

وهي مهمة في تحديد مدى صلاحية المياه للشرب ومدى إمكانية وجود الماء ملوثاً.

التقدير الكمي لبكتيريا المياه:

الطريقة المتبعة عادة للتقدير الكمي البكتريولوجي المتبعة في اختبار المياه لا يعطي سوى جزء من العدد الكلي للبكتيريا فيها إذ أن معظم микروبات الموجودة في الماء التي لا تنمو على البيئات المعملية وعلى العموم لا يهم البكتريولوجي أن يحصل على العدد الكلي للبكتيريا في المياه بقدر اهتمامه بمجموعة بكتيريا القولون التي قد تصل إلى المياه عن طريق التلوث بمياه المجاري أو بمواد البارازية. ولاختبار صلاحية عينة ماء لأغراض الشرب واستخدام المنزل في المصانع يجري عليها الآتي:

١- عدد البكتيريا الكلي في عينة المياه.

٢- اختبار تلوث العينة بمياه المجاري.

طريقة أخذ العينة:

تؤخذ عينة المياه في زجاجة معقمة ويجب أن تمثل العينة مصدر المياه المطلوب فحصها بكتريولوجيا مع الاحتراس من تلوث العينة أثناء أخذها أو نقلها. وعند أخذ العينة من ماء الحنفية يلاحظ تعقيم فوهة الحنفية باللهب ثم ترك الحنفية مفتوحة لمدة خمس دقائق قبل أخذ العينة. وتؤخذ العينة من الأنهر والترع

والبخاريات من تحت سطح الماء وذلك بغمرا زجاجة العينة مفرومة تحت سطح الماء ثم فتح غطائها تحت سطح الماء. يجب أن يجرى اختبار المياه مباشرة وإذا طال الوقت من أخذ العينة لإجراء الاختيار عن ٣ ساعات فيجب أن تحفظ العينة في ثلاجة أو في صندوق خاص معد لتبريد وحفظ العينات.

عد البكتيريا الكلية في عينة المياه:

البيئات المطلوبة

بيئة أجار التربتون والجلوكوز ومستخلص الخميرة

١- تتكون هذه البيئة من تربتون ٥ جم، مستخلص الخميرة ٢٥ جم، جلوكوز ١ جم، اجار ٢٠ جم، ماء مقطر ١٠٠٠ مل.

٢- تذاب المكونات في الماء ثم تغلى في حمام مائي (حتى يذوب الأجار)، ثم يعوض النقص بالتبخير بإضافة الماء ثم اضبط pH إلى ٧، ثم رشح في القطن وفي النهاية عبي وعقم على ١٢١ °م وتحت ضغط ١٥ رطل/بوصة لمدة ٥ دقائق.

الأدوات والمواد الالزمة:

- زجاجة عينة معقمة.
- ٦ أطباق بتري معقمة.
- ٦ أنابيب اختبار تحوي كل منها على ٩ مل ماء معقم
- ٣ ماسات ١ مل معقمة.
- ٦ أنابيب من بيئة أجار التربتون والجلوكوز ومستخلص الخميرة.

طريقة العمل:

- ١- رج عينة المياه جيداً ٢٥ مرة.
- ٢- انقل بواسطة ماصة معقمة مقدار ١ مل من الماء إلى الأنبوة المحتوية على ٩ مل ماء معقم فيصبح التخفيف ١٠/١
- ٣- اخلط الأنبوة ١٠/١ جيداً باستعمال ماصة معقمة جديدة ثم انقل بواسطة هذه الماصة ١ مل من هذه الأنبوة إلى أنبوة أخرى بها ٩ مل ماء معقم فيكون التخفيف ١٠٠/١
- ٤- اخلط بماصة معقمة جديدة محتويات الأنبوة (تحفيض ١٠٠/١) ثم انقل بواسطتها ١ مل إلى طبق بتري، وكرر ذلك في طبق آخر.
- ٥- بنفس الماصة كرر ما سبق في الخطوة ٤) من أنبوة تحفيض ١٠٠٠/١

- ٦- بنفس الماصة كرر ما سبق من عينة الماء الأصلية.
- ٧- اكتب على كل طبق التخفيض.
- ٨- سيخ أنابيب الأجار العميق ثم برد إلى 5°C وصب كلاً منها في أحد أطباق بتري السابقة مع مراعاة شروط التعقيم وأغلق الأطباق جيداً واتركها حتى تتصلب.
- ٩- حضن الأطباق مقلوبة في الحضان على 37°C لمدة ٤٨ ساعة ثم عد المجاميع باستعمال صندوق العد على أن يكون الطبق المستخدم في العد محتوياً على مجاميع يتراوح عددها بين ٣٠ - ٣٥.
- ١٠- خذ المتوسط الحسابي لكل طبقين من تخفيف واحد ثم اضرب في مقلوب التخفيض فينتج عدد البكتيريا الموجود في ١ مل من العينة.

اختبار تلوث العينة بمياه المجاري:

يعتبر الماء صالحًا للشرب عادة إذا كان خاليًا من ميكروبات القولون بشرط أن يكون خاليًا من المواد السامة ومجموعة القولون هي ميكروبات عصوية غير متجرثمة. تحلل سكر اللاكتوز مع إنتاج حامض وغاز وهذه المجموعة توجد عادة في أحشاء الإنسان والحيوان ذي الدم الحار وعلى ذلك فوجودها في الماء يدل على تلوثه بباز مثل هذه الحيوانات ونظرًا لأن الكشف عن الميكروبات المرضية من الصعوبة بمكان وتحتاج إلى وقت طويل ففي العادة تختبر المياه لوجود مجموعة القولون من عدمه فإذا وجدت هذه المجموعة في المياه فإن ذلك يدل على تلوثها بمياه المجاري واحتمال وجود ميكروبات مرضية وتكون المياه غير صالحة للشرب.

واختبار المياه لهذه البكتيريا يجري في العادة على ٣ خطوات:

١- الاختبار الاحتمالي Presumptive test

لاختبار وجود مجموعة القولون يجري ذلك الاختبار بتلقيح بيئة بويون اللاكتوز أو بيئة ماكونكى MacConkey السائلة بعينة المياه المطلوب فحصها فإذا تكون غاز حوالي ١٠٪ أو أكثر من حجم أنبوبة درهام في ظرف ٢٤ ساعة فإن هذا الاختبار يكون مشكوكاً فيه وعلى ذلك تجرى الاختبارات الأخرى. أما عدم وجود الغازات بعد ٤٨ ساعة فيؤخذ ذلك دليلاً على أن الماء غير ملوث وصالح للشرب ولا داعي لإجراء أي اختبارات أخرى ولإجراء الاختبار الاحتمالي تتبع الخطوات الآتية:

١. عينة المياه .
٢. أنابيب فيها بيئة ماكونكى السائلة وتحتوي على أنابيب در هام.

٣. ماصات اسم ٣ معقمة، ماصات ١٠ سم ٣ معقمة.

بيئة ماكونكي السائلة MacConkey, s bile salt broth

المكونات:

ملح الصفراء ٥ Bile salt جم، سكر لاكتوز ١٠ جم، بيتون ٣٠ جم، ص كل ٥ جم، ماء مقطر

١٠٠٠ سم ٣.

التحضير:

١. تخلط المكونات مع الماء ثم تسخن في حمام مائي للذوبان.

٢. ضبط الـ pH إلى ٤ وترشح في مرشح بوخرن.

٣. إضافة الدليل (بروموكريزول بربيل ١٪)

٤. تعبأ الأنابيب بواقع ١٠ مل في كل أنبوبة مع وضع أنبوبة درهام

٥. تعقم في جهاز الأوتوكلاف على ١٢١ م° لمدة ٢٠ دقيقة ولمدة ٣ أيام متتالية

طريقة العمل:

١- لقح أنبوبة ماكونكي بمقدار ١ مل من عينة المياه.

٢- حضن الأنابيب على درجة ٣٧ م°.

٣- اختبر الأنابيب لوجود حامض وغاز بعد ٢٤ ساعة فإذا لم يتكون غاز حضن لمدة ٢٤ ساعة وأخرى ثم دون نتيجة وجود الغاز من عدمه بعد كل مدة ٢٤ ساعة و٤٨ ساعة.

٤- إذا لم يتكون غاز بعد ٤٨ ساعة تعتبر النتيجة سلبية ولا تجرى أي اختبارات أخرى أما إذا تكون الغاز فتجرى الاختبارات التالية.

٢- الاختبار التحقيقي Confirmatory test

إذا كان الاختبار الاحتمالي سابق الذكر مشكوكاً فيه بمعنى ظهور أي كمية من غاز بعد ٤٨ ساعة بعد التحضير فيجب إجراء الاختبار التحقيقي فيستعمل عادة إحدى بيئتين صلبتين في الاختبار التحقيقي وهما:

١- بيئة Eosine methylene blue يرمز لها EMB.

٢- بيئة Endo agar

و يلاحظ الآتي:

- ١ - مجاميع تظهر على بيئة E.M.B ذات مركز أسود ولمعان معدني مخضر تسمى *A. coli* (تشبه الكوبايا)، وهذه هي مجاميع *E. coli* with metallic sheen على هذه البيئة بنية المركز وخلالية من اللمعان المعدني.
- ٢ - إذا استعملت بيئة الاندو أجار تظهر مجاميع *E. coli* ذات مركز غامق وتتلون البيئة حولها بلون أحمر غامق وقد يكون أولاً لها لمعان معدني أما مجاميع *A. Aerogenes* فلا يظهر لها المركز الغامق وتكون معتمة وردية اللون.

الأدوات والمواد المستعملة:

- ١ - أطباق بتري تحتوي على بيئة Endo agar & EMB
 - ٢ - أنابيب ماكونكي التي أظهرت اختباراً موجباً أو مشكوكاً فيه.
 - ٣ - مزرعة *E. coli* عمرها ٢٤ ساعة في مرق مغذي.
 - ٤ - مزرعة *Aerobacter aerogenes* عمرها ٢٤ ساعة في مرق مغذي
- بيئة الايوسين مثلين بلو:** Eosin methlene blue agar

تحضر هذه البيئة بإضافة كمية معلومة من اللاكتوز مع صبغتين الايوسين Eosine والمثيلين بلو إلى الأجار المغذي ثم يصب الخليط في أطباق بتري فيتوقف لون المجاميع التي تظهر على هذه البيئة على العاملين الآتيين:

- ١ - تفاعل الايوسين (وهي صبغة حامضية) مع المثيلين الأزرق (وهي صبغة قاعدية) لتكون صبغة مركبة ذات خواص حامضية أو متعادلة.
- ٢ - تكوين كمية من الأحماض نتيجة لتخمر اللاكتوز من شأنها خفض الرقم الهيدروجين مسبباً امتصاص الصبغة المركبة على الخلايا المكونة للمجموعة ويلاحظ أن микروبات التي لا تخمر اللاكتوز غالباً ما تكون شفافة (لا لون لها) إذ أن الصبغة المركبة لا تؤخذ على الخلايا في وسط قلوي وإنما تظهر البيئة في لون أحمر.

بيئة أجار الايوسين والمثيلين الأزرق Eosine methylene blue agar

المكونات:

بيتون ١٠ جم، فوسفات ثنائي البوتاسيوم ٢ جم، أجار ٢٠ جم، ماء ١٠٠٠ مل.

التحضير:

- اخلط المكونات ثم اغلي حتى الذوبان في حمام مائي مع إضافة الماء لتعويض الفاقد بالتبخير.
- تعبأ في دوارق بواقع ١٠٠ مل ثم تعقم على ١٢١° م وتحت ضغط ١٥ رطل / بوصة ٢ ولمدة ١٥ ق.
- عند الاستعمال تسخن البيئة بالدوارق في جهاز الأوتوكلاف ثم يضاف إليها كل من: سكر اللاكتوز ١ جم، محلول الاليوسين المائي ٢٪ مل، محلول المثيلين الأزرق المائي ٥٪ و ٣٪ مل.
- اخلط المكونات جيدا ثم ضع الدوارق في جهاز الأوتوكلاف لمدة ٥ دقائق، ثم بردا إلى ٥٠° م وصب في أطباق بتري المعقمة.

طريقة العمل

- تسخن بيئة EMB وبردها إلى درجة ٤٥° م قسم قاع الطبق إلى قسمين بواسطة قلم شمع.
- لقح قسماً بواسطة مزرعة *E. Coli* والأخر بواسطة مزرعة *A. aerogenes* وفي طبق آخر لقح بال الخليط أي بالمزروعة التي أثبتت نتيجة موجبة وذلك بطريقة التخطيط.
- بعد فترة التحضير اختبر المجاميع دون النتائج.

بيئة أجار إندو Endo agar**المكونات**

بيتون ١٠ جم، فوسفات ثنائي البوتاسيوم ٣ جم، أجار ٢٠ جم، ماء مقطر ١٠٠٠ مل.

التحضير

- اخلط المكونات ثم اغلي حتى الذوبان في حمام مائي
- أضف ماء لتعويض التبخير
- املأ دوارق بواقع ١٠٠ سم لـ كل منها
- عقم في الأوتوكلاف على درجة حرارة ١٢١° م وتحت ضغط ١٥ رطل / بوصة مربعة ولمدة ١٥ ق
- عند الاستعمال تسخن البيئة بالدوارق في جهاز آر نولد ثم يضاف الآتي لـ كل دورق (١٠٠ مل)، لاكتوز ١ جم، كبريتيت الصوديوم ٥٪ جم، ١ مل محلول الفوكسين القاعدي في الكحول ٥٪، ماء مقطر ٢ مل.
- رج الدورق ثم عقم في آر نولد لمدة ٥ دقائق.
- بردا إلى ٥٠° م ثم صب في أطباق بتري المعقمة.

٣- الاختبار التكميلي Completed test

يجري هذا الاختبار عادة للتأكد أن مجاميع *A. aerogenes*, *E. coli* التي ظهرت على أطباق EMB في الاختبار السابق تبع مجموعة القولون ويشمل:

- ١- أن الميكروب المعزول من الاختبار الاحتمالي يستطيع أن يخمر اللاكتوز ثانية.
- ٢- أن المجاميع النامية على البيئتين السابقتين والتي تظهر تحت الميكروسكوب عند فحصها بطريقة جرام خلايا عصوية قصيرة سالبة لصبغة جرام غير متجرشمة فإنها تبع مجموعة القولون.

الأدوات والمواد الازمة

- ١- طبق يحتوي على بيئة B. M. والتي ظهرت عليه مجاميع حقيقية، وغير حقيقية لمجموعة القولون.
- ٢- بيئة ماكونكي وبها أنبوبة درهام.
- ٣- أجار مغذي سائل.
- ٤- شرائح نظيفة
- ٥- صبغة جرام.

طريقة العمل

- ١-خذ بواسطة أبره معقمة جزءاً من مجموعة الـ Coli form النامية على بيئة E.M.B ولقط بها أنبوبة ماكونكي وكذلك أنبوبة الأجر المائل.
- ٢-ضع الأنابيب في الحضان على درجة ٣٧ ° م -٣٠ . بعد ٢٤ ساعة اعمل غشاء من الأجر المائل واصبفه بطريقة جرام وافحص الميكروب (خلايا عصوية قصيرة، سالبة لграмм وغير متجرشمة).
- ٤- بعد ٤٨ ساعة اختبر أنابيب ماكونكي لوجود حامض وغاز.
- ٥- يكون الاختبار التكميلي موجبا إذا كانت النتيجة إيجابية بالنسبة للخطوتين السابقتين (٣، ٤).

التفرقة بين أفراد مجموعة القولون

مجموعة القولون: تشمل ٣ تحت مجاميع هي

E. coli -١

(intermediate) *E. freundii* -٢

A. aerogenes -٣

وتبين التفرقة على نتائج الاختبارات الآتية:

- ١- اختبار الإندول
- ٢- اختبار أحمر الميثايل
- ٣- اختبار Voges-proskauer
- ٤- اختبار السترات

يلاحظ الآتي:

١٠٠ أن كل الميكروبات السابقة في المحتمل تلوثها بالبراز.

٢٠٠ إذا حدث تلوث في المياه من عدة مصادر فمن المحتمل أن يوجد بها *E. coli* ولكن إذا كان التلوث من مصدر واحد خلاف البراز فقد يوجد في المياه الأنواع الأخرى بدون وجود *E. coli* وفيما يلي هذه الاختبارات:

اختبار الإندول

تستطيع بعض الميكروبات أن تحلل الحامض الأميني Tryptophane مع إنتاج مركبة الإندول وتسعد هذه الظاهرة في التعرف على بعض الميكروبات.

الأدوات:

- مزرعة *E. coli* عمرها ٢٤ ساعة في المرق المغذي.
- مزرعة *A. aerogenes* عمرها ٢٤ ساعة في المرق المغذي.
- أنابيب تحتوي على مرق التربتون، الذي يتكون من:-

٥ جم، مستخلص الخميرة ٥ جم، جلوكوز ١ جم، أجار ٢٠ جم، ماء مقطر ١٠٠٠ مل.

كيفية تحضير البيئة

- أ- تذاب المكونات في الماء ثم تغلى في حمام مائي (حتى يذوب الاجار)
- ب- يعوض النقص بالتبخير بإضافة الماء.
- ج- ضبط الـ pH إلى ٧، ثم رشح في القطن.

د- يعبأ ويعقم على ١٢١ م وتحت ضغط ١٥ رطل/بوصة مربعة لمدة ١٥ دقيقة.

٤- ورق حامض الأكساليك.

٥- دليل ارليك بوم Ehrlich- Bohme وهو يتكون من محلولين:

محلول (أ)

٩٥ مل كحول٪، ١ جم، حامض الـidroكlorيد مركز ٢٠ مل، يذاب الألدهيد في الكحول ثم يضاف الحامض مع التقليل المستمر.

محلول (ب)

محلول مائي مشبع من فوق كبريتات البوتاسيوم. يخلط المحلولان (أ، ب).

طريقة العمل:

- ١- لقح ٣ أنابيب مرق التربيتون بميكروب *A. aerogenes* ومرة أخرى *E. Coli*.
- ٢- خذ أنبوبة من الأنابيب الملقحة بكل من *A. aerogenes*, *E. Coli*. وضع لكل منها ورقة حامض الأكساليك التي تثبت في الغطاء القطني.
- ٣- ضع الأنابيب في الحضان على ٣٧ م° لمدة يومين.
- ٤- بعد فترة التحضير اختبر الإندول.

طرق الكشف عن الإندول

١- طريقة حامض الأكساليك:

إذا تكون الإندول فإن ورق حامض الأكساليك يتلون باللون الوردي إذا أن الإندول مادة طيارة. فإذا تكونت بفعل الميكروب فإنه يتحد مع بلورات حامض الأكساليك مكوناً لوناً وردياً ويعتبر هذا الاختبار خاص للإندول.

٢- طريقة Ehrlich

خذ أنبوبة لكل من الأنابيب الملقحة بكل من الميكروبين *A. Aerogenes* و *E. Coli* المحضنة على درجة ٣٧ م° وضع في كل منها ١ سم³ محلول A و ١ سم³ محلول B فيتكون لون أحمر وردي في حالة وجود الإندول.

ملحوظة:

قد يجرى اختبار الإندول بوضع بعض نقاط من محلول Ehrlich A. B على قطعة قطن ماص ثم وضع قطعة القطن داخل الأنبوة بحيث تعلو على سطح المزرعة بمقدار ٣-٤ سم ثم توضع الأنبوة في ماء يغلي لمدة ٥ دقيقة فوجود الإندول بالمزرعة يكون لوناً أحمر وردياً على قطعة القطن إذ أنه يتطاير ويتفاعل مع الدليل ويجب عند إجراء الاختبار استعمال بيئة خالية من الكربوهيدرات وإلا فلا يمكن الاعتماد على النتائج.

٣- اختبار أحمر الميثيل

يعتبر اختبار أحمر الميثيل كدليل على كمية الحامض المتكونة بواسطة أفراد مجموعة *Coli* فعند تخمير كمية معلومة من الكربوهيدرات فإن *E. coli* تنتج كمية من الحامض أكثر من *A. aerogenes* وعلى ذلك يستعمل هذا الاختبار للتمييز بينهما فالأولى تنتج كمية من الحامض كافية لتغيير لون دليل أحمر الميثيل إلى اللون الأحمر بينما الثانية تنتج من الحامض ما يكفي لتغيير لون الدليل فيظل لونه أصفر.

الأدوات والمواد المستعملة

١- مزرعة *E.coli* في بيئة المرق المغذي وعمرها ٢٤ ساعة.

٢- مزرعة *A. aerogenes* في بيئة المرق المغذي وعمرها ٢٤ ساعة.

٣- أنابيب بويون الجلوكوز(مرق الجلوكوز المغذي).

٤- دليل أحمر الميثيل.

كيفية تحضير البيئة: تم ذكرها سابقاً.

طريقة العمل

١- لقح أنبوة من بيئة الجلوكوز بميكروب *A. aerogenes* واترك أنبوة بدور تلقيح.

٢- ضع الأنابيب في الحضان على درجة حرارة ٣٧° م لـ ٥-٢ يوم

٣- أضف ٥ نقاط من دليل أحمر الميثيل إلى كل أنبوة ثم امزج جيداً.

النتيجة:

وجود لون أحمر يدل على أن الاختبار موجب بينما اللون الأصفر يدل على أن الاختبار سالب.

٤- اختبار Voges-proskauer test

ينشأ من عملية التحويل الغذائي لبعض المركبات تكوين مواد الغرض منها معادلة الأحماض الناتجة حتى يقادى الميكروب الوسط الحامضي مثل استيمايل ميثايل كاربينول وتعتبر هذه العملية عملية تعادل Neutralization mechanism ويمكن الكشف عن هذا المركب باختبار P. V.

ويستخدم هذا الاختبار للتمييز بين *E.aerogenes*, *E. coli* لأن الثانية تكون اسيتايل ميثايل كاربينول بينما الأولى لا تكونه ويعتبر هذا الاختبار عكس الاختبار السابق والاسيتايل ميثايل كاربينول بوجود الصودا الكاوية والهواء الجوي يتآكسد إلى Diacetyl الذي يعطي Alphanaphthol والحامض الأميني الأرجينين الموجود بالبيتون (الموجود بالبيئة) اللون الأحمر.

الأدوات والمواد المستعملة

١- مزرعة *E. coli* في بيئة المرق المغذي وعمرها ٢٤ ساعة

٢- مزرعة *A. aerogenes* في بيئة المرق المغذي وعمرها ٢٤ ساعة.

٣- أنابيب مرق الجلوكوز والفوسفات والبيتون.

٤- محلول الألفانفثول أو مسحوق الكربياتين.

٥- محلول ص أ يد أو بوأ يد ٤٠٪.

كيفية تحضير البيئة

بيتون ٥ جم، بوأ يد فوا ٥ جم، جلوكوز ٥ جم، ماء مقطر ١٠٠٠ سم ٣.

تخلط المكونات ثم تغلى في حمام مائي. ترشح بواسطة قمع بوخر وتعبا ثم تعقم لمدة ٢٠ دقيقة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

محلول الألفانفثول: الفانفثول ٥ جم، كحول ٩٥٪ ويكمel إلى ١٠٠ سم ٣.

طريقة العمل

١- لقح أنبوبة مرق الجلوكوز والفوسفات والبيتون من مزرعة *E.coli* وأخرى من مزرعة *A. aerogenes* والأخرى بدون تلقيح للمقارنة.

- ٢ حضن الأنابيب على 37°C لمدة ٤٨ ساعة.
- ٣ بعد التحضين أضف ١ سم³ من صأيد وبضع نقط من الألفانثول أو مسحوق الكرياتين ثم امزج واترك الأنابيب ٤ ساعة ثم اقرأ النتيجة.
- النتيجة: يتكون لون أحمر على السطح في حالة ما إذا كان الاختبار موجبا.

٥- اختبار تمثيل السترات

يستطيع *Aerogenes aerogenes* وبعض (*intermediate*) أن يستخدم سترات الصوديوم كمصدروحيد للكربون في بيئة مكونة من أملاح معدنية ولكن *E. coli* لا تستطيع. وعندما تكون النتيجة موجبة فيدل ذلك على أن الميكروبات هي *E. coli* وعدم مقدرة *A. aerogenes* على النمو في بيئة السترات ويستخدم هذا الاختبار للتفرقة بينها ويسمى هذا الاختبار باختبار كوزر.

الأدوات والمواد المستعملة

- ١- مزرعة *E. coli* في بيئة المرق المغذي وعمرها ٢٤ ساعة.
- ٢- مزرعة *A. aerogenes* في بيئة المرق المغذي وعمرها ٢٤ ساعة.
- ٣- أنابيب تحتوي على بيئة السترات.

كيفية تحضير البيئة:

فوسفات الأمونيوم والصوديوم ٥ جم - فوسفات بوتاسيوم أحادي الأيدروجين ١ جم - كبريتات مغنيسيوم مائية ٢٠ جم - سترات الصوديوم ٣ جم ، ماء مقطر ١٠٠٠ سم³. تخلط المكونات بالماء ثم تعبأ في أنابيب اختبار وتعقم على ١٥ رطل لمدة ١٥ دقيقة.

طريقة العمل

- ١- لقح أنبوبة من بيئة السترات من مزرعة *E. coli* وأخرى من مزرعة *A. aerogenes* والثالثة بدون تلقيح للمقارنة.
- ٢- حضن الأنابيب على 37°C لمدة ٤ أيام
- ٣- بعد فترة التحضين نشاهد النمو من عدمه.

التدريب العملي

أمامك عينة من الماء والمطلوب إجراء الاختبارات عليها للتأكد من نقاوتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

١ - قم بتحضير البيئات الالزمة للاختبار (ذكرت سابقاً):

٢ - قم باتباع الخطوات المذكورة في الدرس العملي.

اولاً: اختبار تلوث العينة بمياه المجاري

الاختبار التكميلي	الاختبار التحقيقي	الاختبار الاحتمالي	حالة البيئة	م
			تكون غاز	١
			لا يتكون غاز	٢

٣ - قم بإجراء مقارنة بين *A. aerogenes* ، *E.Coli* دون النتائج التي تحصلت عليها من الاختبار بوضع علامة (=) إذا كان الاختبار سلبياً، علامة (+) إذا كان الاختبار موجباً.

<i>A. aerogenes</i>	<i>E.coli</i>	اختبار	م
		الأندول	١
		أحمر المثيل	٢
		اختبار فوكس - بروسكوير .V.P))	٣
		السترات	٤

أَسْنَادُ

س ١: ضع علامة (✓) أو (X) أمام العبارات التالية:-

- ١- وجود بكتيريا القولون دليل على وجود بكتيريا ممرضة.
 - ٢- من ضمن الاختبارات الفيزيائية التي تجرى على المياه تقدير اللون والطعم والرائحة.
 - ٣- يجرى الاختبار التحقيقي في حالة الشك في احتمال التلوث.
 - ٤- من الاختبارات التي تجرى للتفرقة بين مجموعة القولون اختبار الاندول.
 - ٥- من التحاليل الكيماوى للمياه الكشف عن العسر.

س٢: أكمل العبارات التالية:-

- ١- الاختبارات البكتريولوجية تحدد للمياه.
 - ٢- تضم بكتيريا القولون أنواع-
 - ٣- يعتبر الماء صالحًا للشرب إذا كان خاليًا من - ،
 - ٤- وجود غازات في أنبوبة درهام دليل على -
 - ٥- الميكروبات التي لا تخمر اللاكتوز غالباً ما تكون-
 - ٦- اختبار تمثل السترات يعتبر دليلاً على وجود ميكروبات -

س٣: وضح كيف يمكن التفرقة بين أنواع بكتيريا القولون؟

الأحياء الدقيقة في الأغذية

الإنزيمات البكتيرية

اسم الوحدة: الإنزيمات البكتيرية.

الجذارة: التعرف والكشف عن الإنزيمات التي تنتجها البكتيريا.

الأهداف:

- ١ - أن يقوم المتدرب بالتعرف على نواتج التحلل الإنزيمي الناتج عن فعل البكتيريا ووصفها.
- ٢ - أن يتعلم المتدرب كيفية إعداد البيئات وتعقيمها.
- ٣ - أن يقوم المتدرب باستخدام الميكروسكوب بالطريقة الصحيحة.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان الجذارة بنسبة٪٩٨.

الوقت المتوقع للتدريب على الجذارة: ساعتان

الوسائل المساعدة:

- ١ - وجود مختبر للأحياء الدقيقة مجهز بجميع الأدوات الازمة لإجراء الاختبارات المختلفة.
- ٢ - وجود بعض الأجهزة المساعدة مثل: المعمم - الحضان الكهربائي.
- ٣ - استخدام اللوحات التوضيحية المبينة لأشكال الكائنات الحية الدقيقة.

متطلبات الجذارة:

- ١ - أن يكون المتدرب قادراً على تطبيق خطوات التجربة بدقة والتعرف على أنواع الأحياء الدقيقة التي قام بتنميتها.
- ٢ - تحتاج الجذارة التدريب مسبقاً على كيفية استخدام الأجهزة التي تستخدم في الاختبار.

الإنزيمات البكتيرية

تفرز البكتيريا عند نموها في بيئة إنزيمات خاصة تقوم بتحليل محتوياتها لكي يسهل امتصاصها وتمثيلها. ونتيجة لعملية التمثيل تتكون مواد ثانوية بالبيئة. ويوجد نوعان من الإنزيمات وهما:

١- إنزيمات خارجية ويفرزها الميكروب خارج الخلية.

٢- وإنزيمات داخلية توجد داخل الخلية وعند موتها وتحللها تخرج هذه الإنزيمات إلى الخارج تختلف البكتيريا كثيراً في مقدرتها على إفراز الإنزيمات ويعتبر ذلك من أهم الوسائل للتعرف عليها.

تحليل النشا

النشا مادة كربوهيدراتية مكونة من تجمع الجلوكوز Polymer ومصدره النباتات وهو غير قابل للذوبان في الماء وعلى ذلك فهو ليس في متداول البكتيريا. ولبعض الميكروبات القدرة على تحليل النشا وذلك بإفرازها إنزيمًا خارجياً يعرف بالالميليز (دياستيز) الذي يحلل جزيء النشا الغروي إلى مالتوز ويستطيع المالتوز أن يدخل خلايا البكتيريا حيث يتحلل بفعل إنزيم داخلي ماليتاز Maltase.

تقسم الميكروبات من حيث تحليلها للنشا إلى قسمين قسم قادر على تحليل النشا وآخر غير قادر على هذا التحليل وتعتبر هذه الخاصية هامة في التعرف على الميكروبات.

وفيما يلي طريقة إجراء الاختبار:

الأدوات والمواد الالزمة

١٠ أنابيب أجار النشا العميق.

٢٠ أطباق بتري معقمة.

٣٠ مزرعة *E. coli*.

٤٠ مزرعة *B. subtilis*.

٥٠ محلول اليود.

طريقة العمل

١- سيخ أجار النشا ثم برد إلى ٥٠°C وصب كل أنبوبة في طبق بتري واترك الأجار ليجمد في الأطباق.

٢- لقح أحد الأطباق بعمس إبرة التلقيح من مزرعة *E. coli* في وسط الطبق.

٣- كرر ما سبق في (٢) باستعمال ميكروب *B. subtilis*.

- ٤- حضن الأطباق لمدة ٤٨ ساعة على درجة ٣٧ م.
- ٥- بعد فترة التحضين اغمر كل طبق بمحلول اليود.
يلاحظ تكون حالة عديمة اللون حول مجموعة الميكروب المحلل للنشا. وقد تظهر بلون أزرق أولاً تظهر هذه الظاهرة في حالة الميكروب غير المحلل للنشا.

تحليل الجيلاتين

الجيلاتين مادة بروتينية تحضر من تحليل مادة بروتينية غير قابلة للذوبان تسمى Collagen والجيلاتين إذا أذيب في الماء فإنه يكون محلولاً غروياً صلباً، وحيث إن الجيلاتين مادة بروتينية فإن كثيراً من الميكروبات تحلله فيفقد بذلك قدرته على التصلب ويصبح سائلاً والأنزيم الذي يحلل الجيلاتين يسمى الجيلاتينيز Gelatinase وهو أنزيم خارجي

تجدر الإشارة إلى أن بيئة الجيلاتين المغذي لها خاصية التصلب Hydrogel على درجة أقل من ٢٥°C ويتحول إلى Hydrosol الحالة السائلة على درجة الحرارة أعلى من ٢٥°C ويجب أن لا تحتوي البيئة على مادة كربوهيدراتية سهلة التبخر إذ أن الأنزيم المحلل للجيلاتين لا يفرز في وجودها عادة.

يعتبر اختبار تحليل الجيلاتين من الاختبارات الهامة في التعرف على الميكروبات وتعتبر الميكروبات المحللة للجيلاتين ميكروبات محللة للبروتينات Proteolytic وفيما يلي طريقة إجراء الاختبار:

الأدوات والمعدات اللازمة

- ١- مزرعة *B. subtilis* or *Proteus vulgaris*
- ٢- مزرعة *E. coli*
- ٣- خمسة أنابيب جيلاً تين مغذي عميق.

طريقة العمل

- ١- لقح ٢أنبوبة من بيئة الجيلاتين المغذي العميق بطريقه الوخذ من مزرعة *B. subtilis* or *Proteus sp.*
- ٢- لقح بالوخذ أيضاً ٢أنبوبتين من الجيلاتين من مزرعة *E. coli*.
- ٣- اترك الأنبوة الخامسة بدون تلقيخ للمقارنة
- ٤- حضن الأنابيب على درجة ٣٧°C لمدة ٤٨ ساعة
- ٥- بعد فترة التحضين انقل الأنابيب إلى ثلاجة أو ضعها في كأس به ماء مثلاً لمدة نصف ساعة ثم دون ما شاهده

النتيجة

إذا تجمد الجيلاتين فإن ذلك يدل على قدرة الميكروبات على تحلله ولكن إذا أسيل الجيلاتين فإن ذلك يدل على تحلله.

ملحوظة

قد يجرى الاختبار السابق باستعمال بيئة الأجار المحتوى على ١٠٪ من بيئة الجيلاتين المغذي. فيسخن الأجار ويبرد إلى ٥٠°C ثم يصب في الأطباق. تلقيح الأطباق بطريقة التخطيط بالميكروبات المراد اختيارها لهذه الخاصية وبعد فترة التحضير تغمر الأطباق بمحلول مكون من ١٥ جم HgCl₂ و ٢٠ جرام HCl مركز، ١٠٠ مل ماء.

فالميكروب محلل للجيلاتين تظهر حوله حالة رائقة بينما باقي البيئة تكون ذات لون معتم، ولا تكون هذه الظاهرة حول الميكروبات غير المحللة للجيلاتين.

التدريب العملي

أمامك البيانات التي تم تحضيرها لإجراء الاختبار للكشف عن مدى حدوث تحلل لكل من:

- ١ تحلل النشا.
 - ٢ تحلل الحالات

دون نتائج الاختبار في جدول.

تحلل الجيلاتين	تحلل النشا	مظاهر التغير في البيئة
		تكون حالة حول الميكروب
		لون الظاهرة
		تجدد الجيلاتين من عدمه

أَسْعَادُهُ

س ١: أكمل العبارات التالية:-

- ١- الإنزيمات نوعان - ، - - - - -
 - ٢- الإنزيم المسؤول عن تحليل النشا هو - - - - -
 - ٣- تكون حالة عديمة اللون في حالة وجود مجموعة الميكروبات - - - - -
 - ٤- الجيلاتين عبارة عن - - - - -
 - ٥- تعتبر الميكروبات المحللة للجيلاتين ميكروبات - - - - -

٢: تقسيم الميكروبات من حيث تحليلها للنشا إلى:-

الأحياء الدقيقة في الأغذية

إنزيمات التحلل المائي

اسم الوحدة:تابع إنزيمات التحلل المائي.

الجداره:التعرف والكشف عن الإنزيمات التي تستجها البكتيريا.

الأهداف:

- ١ - أن يقوم المتدرب بالتعرف على نواتج التحلل الإنزيمي الناتج عن فعل البكتيريا ووصفها.
- ٢ - أن يتعلم المتدرب كيفية إعداد البيئات وتعقيمها.
- ٣ - أن يقوم المتدرب باستخدام الميكروسكوب بالطريقة الصحيحة.

مستوى الأداء المطلوب:أن يصل المتدرب إلى إتقان الجداره بنسبة ٩٨٪.

الوقت المتوقع للتدريب على الجداره: ساعتان.

الوسائل المساعدة

- ١ - وجود مختبر للأحياء الدقيقة مجهز بجميع الأدوات الازمة لإجراء الاختبارات المختلفة.
- ٢ - وجود بعض الأجهزة المساعدة مثل: المعمق - الحضان الكهربائي.
- ٣ - استخدام اللوحات التوضيحية المبينة لأشكال الكائنات الحية الدقيقة.

متطلبات الجداره:

- ١ - أن يكون المتدرب قادرا على تطبيق خطوات التجربة بدقة والتعرف على أنواع الأحياء الدقيقة التي قام بتنميتها.
- ٢ - تحتاج الجداره التدريب مسبقا على كيفية استخدام الأجهزة التي تستخدم في الاختبار.

تابع - الإنزيمات البكتيرية

تحليل الكازين

الكازين عبارة عن فوسفوبروتين وهو الجزء البروتيني الرئيس في اللبن، تستطيع بعض الميكروبات أن تحلل الكازين إلى مشتقات قابلة للذوبان ويعرف ذلك باسم الـ Patronization .

والأنزيم الذي يحلل الكازين يسمى كازياز Casease وهو أنزيم خارجي ويمكن إثبات وجود هذا الأنزيم بتلقيح الميكروب بطريقة التخطيط على سطح بيئة أجار اللبن فإذا تكونت حالة رائقة حول النمو البكتيري فإن ذلك يدل على إفراز الأنزيم. تستطيع بعض الميكروبات إفراز أنزيم الكازياز والبعض الآخر لا يستطيع ذلك ويعتبر هذا الاختبار هام في التعرف على الميكروبات

الأدوات والم مواد ال لازمة

- ١- لبن فرز معقم
- ٢- أنابيب أجار مغذي عميق
- ٣- أطباق بتري معقمة
- ٤- مزرعة *E. coli*
- ٥- مزرعة *B. subtilis*
- ٦- مزرعة *Streptococcus lactis*

طريقة العمل

- ١- سيخ ثلاثة أنابيب أجار عميق ثم بردها إلى درجة ٥٠ م.
- ٢- ضع ١ سم من اللبن الفرز المعقم بواسطة ماصة معقمة في كل ثلاثة أطباق بتريا ثم صب الأغار المغذي وحرك الطبق لكي ينتشر اللبن في الأغار وانتظار ثم اترك البيئة لتجمد.
- ٣- لقح بالخطيط كل طبق بأحد الميكروبات الثلاثة.
- ٤- اقلب الأطباق وحضن على درجة ٣٧ م لمدة ٣-٤ أيام.
- ٥- اختبر الأطباق لوجود حالة رائقة حول المجاميع ثم اغمرا الأطباق بمحلول ١٠٪ HCl فإذا ظلت الحالة الرائقة موجودة فإن ذلك يدل على أن الميكروب يحلل الكازين. أما إذا كانت الحالة الرائقة موجودة ثم اختفت بعد إضافة الحامض أو لم تكن موجودة أصلاً فإن ذلك يدل على أن الميكروب غير محلل للказين

٦- لاحظ أيضاً رائحة الأطباق خصوصاً التي بها تحلل للكازين حيث تظهر رائحة غير مرغوبة

تحليل الدهون

لبعض الميكروبات القدرة على تحليل الدهون وينتج عن ذلك تزخرخها أو فسادها. وينتج عن التحليل الجليسريدات ذات الوزن الجزيئي المنخفض جليسرين وأحماض دهنية طيارة أما الجليسريدات العالية فتحلل إلى جليسروول وأحماض دهنية.

الأدواء والم مواد اللازمة

- ١- أطباق بتري معقمة.
- ٢- ماصات معقمة.
- ٣- أنابيب أجار مغذي عميق.
- ٤- محلول كبريتات النحاس.
- ٥- مزرعة *Pseudomonas flourescens*
- ٦- مزرعة *E.coli*
- ٧- مزرعة *B.subtilis*
- ٨- مزرعة *Pencillium*
- ٩- زيت بذرة القطن المعقم أو زبدة معقمة

طريقة العمل

- ١- سيخ أنابيب الأجار العميق ثم برد إلى ٥° م
- ٢- انقل بماصة معقمة مقدار ١سم³ من الزيت أو الزبد المعقم السايف إلى أنبوبة للأجาร ثم رج جيداً حتى يتكون مستحلب ثم صب الأجار في طبق بتري معقم واتركه حتى يتجمد.
- ٣- قسم قاع الطبق إلى أربعة أقسام باستعمال قلم شمع ثم لقح كل قسم بأحد الميكروبات الموجودة أمامك
- ٤- حضن الطبق على درجة ٣٧° م لمدة ٤ أيام.
- ٥- بعد فترة التحضين أغمر الطبق بمحلول كبريتات النحاس. لاحظ ما تشاهد.

النتيجة

يشاهد لون أخضر مزرق حول وتحت المجاميع المحلول للدهون وذلك نتيجة لاتحاد الأحماض الدهنية الناتجة عن تحلل الدهن مع كبريتات النحاس

التدريب العملي

أمامك البيئات التي تم تحضيرها لإجراء الاختبار للكشف عن مدى حدوث تحلل لكل من:

- تحلل الكازين.
 - تحلل الدهون.

دون نتائج الاختبار في جدول.

تحلل الدهون	تحلل الكازين	مظاهر التغير في البيئة	م
		تكون حالة حول الميكروب	١
		لون الظاهرة	٢
		تكون رائحة	٣

أسئلة

س١: أكمل العبارات التالية:

- ١- الكازين عبارة عن-
 - ٢- الإنزيم المحلل للكازين هو-
 - ٣- يتعرف على وجود إفراز للإنزيم بتكون-
 - ٤- ينتج عن تحلل الدهون-
 - ٥- يتعرف على تحلل الدهون بتكون لون-

س٢: ما هو تفسيرك للنتائج التي تحصلت عليها في الجدول؟

الأحياء الدقيقة في الأغذية

الاختبار البكتريولوجي للفواكه

اسم الوحدة: الاختبار البكتريولوجي للفواكه المجففة.

الجذارة: التعرف والكشف عن الميكروبات التي توجد في الفواكه المجففة.

الأهداف:

- ١ - أن يقوم المتدرب بالتعرف على نواتج التحلل الإنزيمي الناتج عن فعل البكتيريا ووصفها.
- ٢ - أن يتعلم المتدرب كيفية إعداد البيئات وتعقيمها.
- ٣ - أن يقوم المتدرب باستخدام الميكروسكوب بالطريقة الصحيحة.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان الجذارة بنسبة ٩٨٪.

الوقت المتوقع للتدريب على الجذارة: ساعتان.

الوسائل المساعدة:

- ١ - وجود مختبر للأحياء الدقيقة مجهز بجميع الأدوات الازمة لإجراء الاختبارات المختلفة.
- ٢ - وجود بعض الأجهزة المساعدة مثل: المعمم- الحضان الكهربائي- جهاز العد الكلي للبكتيريا.
- ٣ - استخدام اللوحات التوضيحية المبنية لأشكال الكائنات الحية الدقيقة.

متطلبات الجذارة:

- ١ - أن يكون المتدرب قادرا على تطبيق خطوات التجربة بدقة والتعرف على أنواع الأحياء الدقيقة التي قام بتنميتها.
- ٢ - تحتاج الجذارة التدريب مسبقا على كيفية استخدام الأجهزة التي تستخدم في الاختبار.

الاختبار البكتريولوجي لفواكه المجففة

تحتوي الفاكهة المجففة في العادة على أعداد مختلفة من الفطريات والخمائر والبكتيريا ولكنها غير نشطة نظراً لارتفاع نسبة السكر في هذه الفواكه ولعدم وجود الرطوبة الكافية.

الأدوات الازمة

- ١- فواكه مجففة (تين - بلح - مشمش - زبيب).
- ٢- سكين وملقط معقم.
- ٣- أطباق بتري معقمة.
- ٤- ماصات معقمة.
- ٥- بيئة أجار الجلوكوز ومستخلص الخميرة.
- ٦- بيئة مرق اللاكتوز المحتوية على دليل بروموكريزول برينيل
- ٧- بيئة مرق الجلوكوز ومستخلص الخميرة.
- ٨- بيئة أجار المولت.

طريقة العمل

- ١- تقدر عدد البكتيريا بطريقة الأطباق:
- ٢- أوزن مقدار ١٠ جم من الفاكهة المجففة تحت ظروف التعقيم ثم انقلها إلى ٩٠ سم^٣ ماء معقم، اتركها لمدة ١٠ - ١٥ دقيقة ثم رج بشدة.
- ٣- اعمل تخفيقات مناسبة ١٠/١، ١٠٠/١، ١٠٠٠/١، ١٠٠٠٠/١
- ٤- خذ ١ سم^٣ من التخفيقات السابقة وضع كلّاً منها في طبق بتري معقم ثم صب عليه بيئة أجار الجلوكوز ومستخلص الخميرة.
- ٥- حضن الأطباق على درجة حرارة المعمل لمدة ٥ أيام ثم عد البكتيريا شاهد أنواع البكتيريا الموجودة على الأطباق مع فحصها ميكروسكوبيا. بعد صبغها بصبغة جرام.

ب- اختبار وجود الخمائر Detection of yeasts

ضع قطعة من الفاكهة المجففة في أنبوبة محتوية على بيئة مرق الجلوكوز ومستخلص الخميرة المحمضة بحامض اللاكتيك إلى رقم pH ٤ ثم حضن الأنبوبة على درجة حرارة المعمل لمدة ٥ أيام ثم اختبر ميكروسكوبيا للخميرة أو للبكتيريا الموجودة

ج- اختبار وجود الميكروبات التي تخمر اللاكتوز:

ضع قطعة من الفاكهة المجففة في أنبوبة محتوية على بيئة مرق اللاكتوز ودليل بروموكريزول برينيل والتي بها أنبوبة در هام حضن على درجة ٣٧°C لمدة ٢ يوم ثم اختبر لوجود غاز في أنبوبة در هام وتكوين حامض بالبيئة افحص ميكروسكوبيا.

د- اختبار وجود الفطريات Detection of molds

ضع ١ سم³ من تحفيفات {١١، ١٠٠/١٠، ١٠٠/١} كلاً في طبق بتري معقم ثم صب عليها بيئة أجار المولت رقم pH لها ٣.٥ حضن على درجة حرارة الحجرة لمدة ٥ أيام قدر عدد الفطريات وكذلك لاحظ الأنواع الموجودة

التدريب العملي

أمامك عينات من الفواكه المجففة (زيبيب - بلح - مشمش). والمطلوب فحص هذه العينات وإجراء كل من الاختبارات التالية:

- ١- تقدير العدد الكلي للبكتيريا بطريقة العد بالأطباقي.
- ٢- اختبار وجود الخمائر.
- ٣- اختبار وجود الميكروبات المخمرة لسكر اللاكتوز.
- ٤- اختبار وجود الفطريات.
- ٥- دون نتائج الاختبار في جدول.

م	نوع التغير في البيئة	اختبار وجود الخمائر	اختبار وجود الميكروبات المخمرة للاكتوز	اختبار وجود الفطريات
١	تكون غاز			
٢	الفحص الميكروscopic			
٣	الصبغ بجرائم			

أسئلة

س 1: ما هي أنواع الأحياء الدقيقة التي تتوقعها أن تتوارد على الفاكهة المجففة؟ (تين - مشمش).

س٢: لماذا يكون العفن أكثر سبباً في تلف الفاكهة؟

.....

رس ٣: نتیجة الفحص الذي قمت به- اذكر أنواع الأحياء الدقيقة التي وجدتها على الفاكهة المجففة؟ مع رسم هذه الأحياء الدقيقة؟

الأحياء الدقيقة في الأغذية

الاختبار البكتريولوجي للدقيق

الجدارة: التعرف والكشف عن الميكروبات التي توجد في الدقيق.

الأهداف:

- ١ - أن يقوم المتدرب بالتعرف على الميكروبات التي تتواجد في الدقيق ووصفها.
- ٢ - أن يتعلم المتدرب كيفية إعداد البيئات وتعقيمها.
- ٣ - أن يقوم المتدرب باستخدام الميكروسكوب بالطريقة الصحيحة.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان الجداره بنسبة ٩٨٪.

الوقت المتوقع للتدريب على الجداره: ساعتان

الوسائل المساعدة:

- ١ - وجود مختبر للأحياء الدقيقة مجهز بجميع الأدوات الازمة لإجراء الاختبارات المختلفة.
- ٢ - وجود بعض الأجهزة المساعدة مثل: المعمم- الحضان الكهربائي- جهاز العد الكلي للبكتيريا.
- ٣ - استخدام اللوحات التوضيحية المبينة لأشكال الكائنات الحية الدقيقة.

متطلبات الجداره:

- ١ - أن يكون المتدرب قادرا على تطبيق خطوات التجربة بدقة والتعرف على أنواع الأحياء الدقيقة التي قام بتنميتها.
- ٢ - تحتاج الجداره التدريب مسبقا على كيفية استخدام الأجهزة التي تستخدم في الاختبار.

اختبار الدقيق بكتريولوجيا

عدد الميكروبات بالدقيق

يحتوي الدقيق على أنواع عديدة من الميكروبات كالفطريات والخمائر والبكتيريا والاكتينوميسيس وتوقف كميتها على عوامل عديدة منها درجة الرطوبة ونظافة البذور المطحونة من الأمراض النباتية الفطرية والبكتيرية وتلوث الدقيق بالأترية.

وعادة توجد البكتيريا المتجرثمة بأعداد وفييرة نسبياً وذلك في طور الجراثيم لعدم ملاءمة الدقيق لنمو الأطوار الخضرية إذا ما كانت نسبة الرطوبة به قليلة.

الأدوات والم مواد الازمة


- ١ - أطباق بترى معقمة.
- ٢ - ماصات معقمة.
- ٣ - أنابيب اختبار بها ٩ سم ماء معقمة.
- ٤ - بيئة الأجار المغذي.

طريقة العمل

- ١ - أوزن مقدار ١٠ جم من الدقيق الجاف بدقة ثم انقلها إلى زجاجة تحتوي ٩٠ سم ماء معقم.
- ٢ - رج جيداً ثم أجر التخفيفات إلى ١٠٠٠٠ / ١.
- ٣ - خذ من كل تخفيف ١ سم في طبق بترى معقم ثم صب عليه بيئة الأجار المغذي بعد تسبيحه وتبریده إلى درجة ٤٥°C.
- ٤ - حضن الأطباق على درجة ٣٠°C لمدة يومين
- ٥ - عد الميكروبات النامية على الأطباق ثم قدر العدد الكلي في الجرام الواحد وزن جاف.
- ٦ - قسم الميكروبات النامية إلى بكتيريا وخميرة وفطريات ثم قسم البكتيريا إلى مجاميع بكتيريا متجرثمة - ملونة..الخ.

تقدير عدد الجراثيم البكتيرية

يمكن تقدير عدد البكتيريا المتجرثمة وذلك بتسخين التخفيفات السابقة على درجة ٨٠°C لمدة ١٥ دقيقة ثم زرعها كما سبق وعدها بعد فترة التحضين، قدر عدد البكتيريا المتجرثمة في عينة الدقيق التي أمامك ثم انسبها إلى العدد الكلي للبكتيريا.



شكل(٦) الشكل المجهرى البكتيريا(-) سالبة لجرام،(+) موجبة لجرام

التدريب العملي

أمامك البيئة التي قمت بتحضيرها وهى بيئة الأجار المغذي. والمطلوب إجراء الاختبار مع اتباع الخطوات كما ذكرت في الدرس العملي

نوع العينة	العدد الكلي للميكروبات	عدد الجراثيم البكتيرية	م
دقيق			١
القشور الخارجية(النخالة)			٢

أسئلة

س١: ما هي أنواع الأحياء الدقيقة التي تعيش على الحبوب ؟

س٢: ما هو تأثير عملية الطحن على عدد الأحياء الدقيقة في الطحن؟

س٣: لماذا تكثر الأحياء الدقيقة على الطحين الذي يحتوي على نسبة من القشور (النخالة) عن الطحين الأبيض النقي؟

س٤ : لماذا ينمو العفن على قطعة الخبز الرطبة؟

س٥ : صف الأحياء الدقيقة التي حصلت عليها نتيجة الاختبار العملي الذي قمت به؟

الأحياء الدقيقة في الأغذية

الاختبار البكتريولوجي للمشروبات المعبأة

الجدارة: التعرف والكشف عن الميكروبات التي توجد في المشروبات المعبأة.

الأهداف:

- أن يقوم المتدرب بالتعرف على الميكروبات التي تتواجد في المشروبات المعبأة ووصفها.
- أن يتعلم المتدرب كيفية إعداد البيئات وتعقيمها.
- أن يقوم المتدرب باستخدام الميكروسكوب بالطريقة الصحيحة.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان الجداره بنسبة ٩٨٪.

الوقت المتوقع للتدريب على الجداره: ساعتان

الوسائل المساعدة:

- وجود مختبر للأحياء الدقيقة مجهز بجميع الأدوات الازمة لإجراء الاختبارات المختلفة.
- وجود بعض الأجهزة المساعدة مثل: المعمم- الحضان- جهاز العد الكلي للبكتيريا.
- استخدام اللوحات التوضيحية المبينة لأشكال الكائنات الحية الدقيقة.

متطلبات الجداره:

- أن يكون المتدرب قادرا على تطبيق خطوات التجربة بدقة والتعرف على أنواع الأحياء الدقيقة التي قام بتنميتها.
- تحتاج الجداره التدريب مسبقا على كيفية استخدام الأجهزة التي تستخدم في الاختبار.

الاختبار البكتريولوجي للمشروبات المعبأة

يجب أن تكون المشروبات المعبأة نظيفة بكتريولوجياً ويطبق عادة على هذه المشروبات الموصفات البكتريولوجية الخاصة بمياه الشرب.

الأدوات الالزمة

١. مشروبات معبأة في زجاجات ومكوناتها الغذائية.
٢. أطباق بتري معقمة.
٣. بيئة أجار المولت.
٤. بيئة ماكونكي السائلة.
٥. بيئة الأجار المغذي.
٦. زجاجات معدة للتبيئة.
٧. ماصات معقمة.
٨. سدادات لهذه الزجاجات

(أ) اختبار المشروبات الجاهزة للاستهلاك

١- الحصول على العينة

افتح زجاجة تحت شروط تعقيم وعمق فوهة الزجاجة بعرضها للهب، ثم اسحب عينة باستعمال ماصة ٠ اسم³ معقمة، (العينات المحتوية على غاز ثاني أكسيد الكربون يجب أن تفتح قبل أخذ العينة بساعة أو ساعتين وذلك للتخلص من الغاز. ويجب التأكد من أن الكمية المأخوذة من العينة للتحليل كلها سائل وليس بها غاز)

٢- العد بطريقة الأطباق

خذ اسم³ من العينة وقدر عدد البكتيريا باستعمال الأجار المغذي وعدد الفطريات والخمائر باستعمال أجار المولت حضن على درجة ٣٠° م لمدة ٣ أيام ثم احسب العدد في اسم³

٣- فحص العينة لميكروبات القولون

للح اسم³ من العينة في أنبوبة تحتوي على بيئة ماكونكي السائلة المزودة بأنبوبة درهام مع عمل٥ مكررات، حضن على درجة ٣٧° م لمدة ٣ أيام واختبر وجود الغاز.

ملحوظة

يطبق عادة على هذه المشروبات الموصفات البكتريولوجية الخاصة بمياه الشرب

(ب) فحص المكونات الغذائية المصنوع منها المشروبات

١- تحضير العينة

أ) السكر: أوزن ١٠ جم من السكر وضعها في زجاجة تحتوي ٩٠ سم^٣ ماء معقم، خذ ٥ سم^٣ اسم^٣ في طبق بتري معقم وصب عليه البيئة (سيأتي ذكرها في ٢٩)

ب) الشراب خذ ٣ سم من الشراب واضفه إلى ٩٠ سم^٣ ماء معقم قدر من هذا التخفيف عدد الميكروبات في اسم^٣ منه (مثل السكر).

ج) المادة المكسبة للطعم واللون قدر عدد الميكروبات في اسم^٣ وفي تخفيف ١٠/١ من المادة المطلوب فحصها

٢- العد بطريقة الأطباق

تستعمل بيئة الأغار المغذي لتقدير العدد الكلي وبيئة أجار المولت لتقدير عدد الفطريات والخمائر، قدر الميكروبات في جرام واحد من السكر أو الشراب أو اسم^٣ من المادة المكسبة للطعم أو اللون.

ج- الاختبارات البكتريولوجية للزجاجات المعدة للتعبئة

١- أضف ١ سم^٣ من بيئة أجار المولت إلى إحدى الزجاجات ثم لف الزجاجة حول نفسها حتى تلامس البيئة جميع سطحها ثم اتركها على أحد جوانبها وحضنها

٢- انقل ٠١ سم^٣ من ماء معقم ٢+ جم من الكوارتز المعقم في الزجاجة، رج جيداً بحيث يلامس الماء جميع أسطح الزجاجة

٣- قدر عدد الميكروبات فيه بطريقة الأطباق مستعملاً بيئة أجار المولت يمكن تقدير عدد ميكروبات القولون باستعمال بيئة ماكونكي السائلة المحتوية على أنابيب درهام اختبار غطاء الزجاجات بكتريولوجياً

خذ غطاء تحت شروط تعقيم ثم عرض السطح الخارجي له للهب ثم ضعه في طبق بتري معقم بحيث السطح الداخلي يكون الخارج، صب أجار المولت، قدر عدد البكتيريا والخمائر والفطريات بكل غطاء.

التدريب العملي

أمامك البيئات التي قمت بتحضيرها والمطلوب إجراء الاختبار مع اتباع الخطوات التي ذكرت لك.

م	نوع المشروب	اختبار المكونات الداخلة في التصنيع	اختبار العبوات
١	شراب طبيعي		
٢	عصائر		
٣	مياه غازية		

أسئلة

س ١: أكمل العبارات التالية:

- ١- العينات المحتوية على غاز CO_2 يجب أن تفتح قبل أخذ العينة - - - - - وذلك من أجل - - - - -
 - ٢- يجب التأكد من أن الكمية المأخوذة من العينة للتحليل كلها - - - - - .
 - ٣- يطبق عادة على هذه المشروبات المواصفات البكتريولوجية الخاصة - - - - - .
 - ٤- يجب أن تكون المشروبات المعاية نظيفة - - - - - .

٤٢: اذكر الاختبارات التي تجري للتأكد من نقاوة المياه؟

- ## ١- الاختبار الاحتمالي -

- ٢- الاختبار التحقيقي -

- ٣- الاختبار التكميلي -

الأحياء الدقيقة في الأغذية

الفحص البكتريولوجي للأغذية المعلبة غير الفاسدة

الجدارة: التعرف والكشف عن الميكروبات التي توجد في الأغذية المعلبة.

الأهداف:

١ - أن يقوم المتدرب بالتعرف على الميكروبات التي تتواجد في الأغذية المعلبة على أن تكون غير فاسدة ووصفها.

٢ - أن يتعلم المتدرب كيفية إعداد البيئات وتعقيمها.

٣ - أن يقوم المتدرب باستخدام الميكروسكوب بالطريقة الصحيحة.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة بنسبة ٩٥٪.

الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة: ساعتان

الوسائل المساعدة:

١ - وجود مختبر للأحياء الدقيقة مجهز بجميع الأدوات اللازمة لإجراء الاختبارات المختلفة.

٢ - وجود بعض الأجهزة المساعدة مثل: المعمم - الحضان - جهاز العد الكلي.

٣ - استخدام اللوحات التوضيحية المبينة لأشكال الكائنات الحية الدقيقة.

متطلبات الجدارة:

١ - أن يكون المتدرب قادرا على تطبيق خطوات التجربة بدقة والتعرف على أنواع الأحياء الدقيقة التي قام بتنميتها.

٢ - تحتاج الجدارة التدريب مسبقا على كيفية استخدام الأجهزة التي تستخدم في الاختبار.

الفحص البكتريولوجي للأغذية المعلبة غير الفاسدة

تحتبر الأغذية المعلبة بكتريولوجيا من حيث تمام جودة التعقيم والقدرة على الحفظ ويجري معرفة جودة التعقيم بأخذ عينة منها مباشرة وفحصها بكتريولوجيا أما قدرتها على الحفظ فيجري هذا الاختبار بتحضين العلب وهي مقللة فترة من الزمن.

الأدوات الالزمة

- ١- أغذية معلبة (حضر وفاكهه).
- ٢- بيئة أجار الجلوكوز والتربيتون المحتوية على دليل بروموكريزول بريل.
- ٣- بيئة أجار البيتون والحديد.
- ٤- بيئة مرق الكبد.
- ٥- بيئة أجار المولت.
- ٦- أطباق بتيرية معقمة.

طريقة العمل

- ١- اختبار الخضروات المعلبة من حيث تمام جودة التعقيم
- تحضير العينة

- أ- تفتح العلبة تحت شروط التعقيم، وذلك بتعقيم مكان الفتحة باللهب أو بأي وسيلة أخرى وتستخدم فتحة بعد تعقيمهما في اللهب وتفتح بها العلبة في هذا المكان المعقم.
- ب- انقل ١٥ جم أو ١٥ سم^٣ من الغذاء، تستعمل ماصة معقمة ذات نهاية متعددة لنقل السوائل، كما يستعمل ثاقب فلين أو ملعقة spatula معقمة لنقل الأغذية الصلبة أو النصف صلبة يستعمل كذلك قضيب زجاجي معقم للمساعدة في إدخال العينة إلى أنبوبة اختبار معقمة.

إجراء الاختبار:

- أ) تخلط المادة الغذائية مع مثل حجمها من الماء المعقم جيداً قبل التلقيح وترجم جيداً ويوزع ١٥ سم^٣ أو ١٥ جرام منها على ٣ أنابيب من البصائر استعمل واحدة أو أكثر من البصائر الآتية
- ١- بيئة أجار أو مرق الجلوكوز والتربيتون المحتوي على دليل بروموكريزول بريل (لاختبار وجود الميكروبات المحدثة للفساد الحمضي المستتر).
- ٢- بيئة مرق الكبد (لاختبار وجود الميكروبات المحللة للبروتينات) والمحدثة لحالات الانتفاخ بالعلب
- ٣- بيئة أجار البيتون والحديد (لاختبار الميكروبات المسببة للفساد الكبريتى).

ب) حمض مجموعة من ٣ أنابيب على درجة ٣٧° م وأخرى على ٥٥° م لمدة ٤٨٠ - ٧٢ ساعة ثم اختبر للنمو ثم افحص ميكروسكوبيا بعمل غشاء وصبغة بطريقة جرام.

٢- اختبار الفواكه المعلبة وغيرها من الأغذية الحامضية لكونها معقمة يجري هذا الاختبار بفرض معرفة مدى تعقيم أو وجود البكتيريا التي قد تسبب فساد الغذاء الحامضي.
تحضير الاختبار السابق:

إجراءات الاختبار

أ- وزع ١٥ سم^٣، أو ١٥ جم من العينة على ٥ أطباق بتري معقم ثم صب بيئه أجاراً مولت، حضن على درجة ٣٠° م لمدة ٧٢ ساعة، ثم اجر العد لمجاميع الميكروبات المحبة للحموضة النامية ودون النتائج التي تحصل عليها.

ب- وزع ١٥ سم^٣، أو ١٥ جم في ٦ أنابيب من كل من البيئات التالية:-

- ١- مرق الجلوکوز والتربيتون المحتوي على دليل بروموكريزول برينيل.
- ٢- مرق الكبد.

ملحوظة:

من الأجاري المعقم فوق سطح البيئة السائلة، ثم حضن ثلاثة أنابيب من كل بيئه على درجة ٣٧° م لمدة ٤٨٠ - ٧٢ ساعة و ٣ أنابيب أخرى على درجة ٥٥° م لمدة ٤ ساعه ابحث عن الميكروبات اللاهوائية المحلاة للبروتينات.

ملحوظة:

إذا كانت المادة تحتوي على جزء سائل وجزء آخر صلب يؤخذ عينة من السائل كما سبق ومن الصلب باستعمال ملقط معقم ثم يجرى ما سبق في عمل شرحه في (١ ، ٢).

اختبار قوّة الحفظ

١- الاختبار الميكروسكوبى: لعب على درجة ٣٧° م لمدة ٣٠ يوم للميكروبات الميزوفيلية وأخرى على ٥٥° م لمدة ١٠ أيام للميكروبات الشروموفيلية ثم اختبر كالتالي:-

أ- الاختبار الظاهري: لعلامات الفساد على العلب (الانتفاخ) قدر الرقم الأيدروجيني بعد فتحها.
ب- الاختبار الميكروسكوبى بتحضير غشاء من العلبة وفحصه ميكروسكوبيا بعد صبغه بطريقة جرام مثلًا

٢- الأطعمة الحامضية الأكثر: حضن العلب على درجة ٣٠° م أو على درجة حرارة المعمل لمدة ١٤ يوم إلا إذا كانت العلب قد مكثت مثل هذه المدة بالمعلم بعد تصنيعها، اختبر ظاهريًا كما سبق في (١)

-٣- للحصول على معلومات أكثر: فيما يختص باليكروبات الموجودة يمكن تبع (٢) وخطواتها

التدريب العملي

أمامك البيئات التي حضرتها ، والمطلوب إجراء الاختبار مع اتباع الخطوات التي ذكرت لك.

الأغذية الحامضية	الفواكه المعلبة	الخضروات المعلبة	العد الكلي للميكروبات	م
			البكتيريا	١
			الفطريات	٢
			الخمائر	٣

أسئلة

س١: ضع علامة (✓) أو (X) أمام العبارات التالية:-

- ١- للكشف عن مدى جودة عملية التعقيم للأغذية المعلبة تؤخذ عينات مخزنة.
- ٢- للتعرف على كفاءة عملية الحفظ تؤخذ عينات طازجة.
- ٣- تستخدم بيئة أجار الجلوكون والتربيتون للتعرف على التحلل للبروتينات.
- ٤- الأطعمة الحامضية المعلبة تحضر لمدة ٢٤ ساعة.

س٢. كيف يمكن التأكد من قوة حفظ كل من

١) الخضروات المعلبة - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

ب) الأطعمة الحامضية المعلبة - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

الأحياء الدقيقة في الأغذية

دراسة مقاومة الجراثيم للحرارة (الخميرة- البكتيريا- الفطر)

اسم الوحدة: دراسة مقاومة الجراثيم للحرارة (الخميرة- البكتيريا- الفطر).

الجذارة: التعرف والكشف عن جراثيم الميكروبات التي تقاوم الحرارة.

الأهداف:

- ١ - أن يقوم المتدرب بالتعرف على جراثيم الميكروبات التي تتواجد في الأغذية وتقاوم الحرارة.
- ٢ - أن يتعلم المتدرب كيفية إعداد البيئات وتعقيمها
- ٣ - أن يقوم المتدرب باستخدام الميكروسكوب بالطريقة الصحيحة.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان الجذارة بنسبة ٩٥٪.

الوقت المتوقع للتدريب على الجذارة: ساعتان

الوسائل المساعدة:

- ١ - وجود مختبر للأحياء الدقيقة مجهز بجميع الأدوات الازمة لإجراء الاختبارات المختلفة.
- ٢ - وجود بعض الأجهزة المساعدة مثل: المعقم- الحضان- جهاز العد الكلوي.
- ٣ - استخدام اللوحات التوضيحية المبينة لأشكال الكائنات الحية الدقيقة.

متطلبات الجذارة:

- ١ - أن يكون المتدرب قادراً على تطبيق خطوات التجربة بدقة والتعرف على أنواع الأحياء الدقيقة التي قام بتنميتها.
- ٢ - تحتاج الجذارة التدريب مسبقاً على كيفية استخدام الأجهزة التي تستخدم في الاختبار.

دراسة مقاومة جراثيم الخميرة والفطريات والبكتيريا للحرارة

من المعروف أن جراثيم البكتيريا أشد مقاومة للحرارة من جراثيم الخمائر والفطريات ويرجع ذلك لأن تركيبها عبارة عن بروتين متماسك به نسبة بسيطة من الماء

الأدوات والمواد الازمة

- ١ - جراثيم من الفطريات.
- ٢ - جراثيم خميرة.
- ٣ - جراثيم بكتيريا *B. subtilis*.
- ٤ - بيئة بويون الجلوكوز ومستخلص الخميرة
- ٥ - بيئة مرق مغذي.

طريقة العمل

احتياطات خاصة يجب اتخاذها:-

١ - يجب عدم لمس جوانب الأنبوة بالإبرة أثناء التقليح فإذا لمست يجب تعقيمها بتعريضها للهب قبل ابداء تجربة مقاومة للحرارة

٢ - امزج جيداً الميكروب الملحق بالبيئة

٣ - إذا سخنت الأنابيب في حمام مائي يجب أن يكون الماء في مستوى أعلى من مستوى سطح البيئة

٤ - نفذ التعليمات بدقة للمدة ودرجة الحرارة المستعملة.

٥ - بعد فترة التعريض للحرارة برد بسرعة في ماء مثلاج

١- مقاومة جراثيم الخميرة للحرارة.

أ- لقح ٧أنابيب من بيئة مرق الجلوكوز ومستخلص الخميرة بمقدار ١٠ سم^٣ من معلق خميرة متجرشمة.

ب- سخن ٦أنابيب من هذه الأنابيب في حمام مائي على درجة ٦٠° م وارفع الأنبوة الأولى بعد دقيقة والثانية بعد ٦ دقائق وهكذا بعد ٨، ١٠، ١٢، ١٥ دقيقة اترك الأنبوة السابقة بدون تسخين للمقارنة

ج- برد الأنابيب بعد رفعها مباشرة وبسرعة وحضن كل الأنابيب (السابعة أيضاً وهي المستعملة للمقارنة) على درجة حرارة الحجرة لمدة ٢-٥ يوم.

د- اختبر مقدار النمو بالتلükir، الرواسب، الغاز المتتصاعد، قارن النمو مع الأنبوة غير المعاملة ثم أوضح ذلك باستعمال علامة (+).

٢- مقاومة جراثيم الفطر للحرارة

أ) الحرارة الرطبة:

- للحج أنباب من بيئة مرق الجلوكوز ومستخلص الخميرة بمقدار ١٠ سم^٣ من معلق جراثيم الفطر *Penicillium or Aspergillus*.

٢- أجر ما سبق ذكره في الخميرة

ب) الحرارة الجافة:

- سخن أنباب تحتوي على جراثيم الفطر الجافة في حمام مائي على درجة ٦٠° م ثم ارفع أنبوبة بعد ١٠ الثانية بعد ٢٠ وهكذا بعد ٣٠ و٤٠ دقيقة.

٢- أضف تحت شروط التعقيم إلى الأنابيب السابقة بعد تعقيم فوهة كل أنبوبة ببيئة مرق الجلوكوز ومستخلص الخميرة باستعمال ماصة معقمة إلى نصف الأنبوبة، وباستعمال أبرة تلقيح معقمة حرك البيئة وما بها من جراثيم بفرض توزيعها

- حضر على درجة حرارة الغرفة لمدة ٢-٥ يوم ثم اختبر لنمو الفطر.

٣- مقاومة جراثيم البكتيريا للحرارة

- اخبر مقاومة جراثيم *B. subtilis* على درجة ٦٠° م ذلك بتلقيح ١٠ سم^٣ من معلق الجراثيم في بيئة مرق مغذي عادي، هذا المعلق سبق تسخين إجزاء منه على درجة ٦٠° م لمدة ٢ يوم، ٣ يوم، ٤ يوم، ٧ يوم

٢- حضر أنباب المرق الملحق بمعلق *B. subtilis* السابق الذكر على درجة حرارة المعمل لمدة ٢-٥ يوم ثم اختبر النمو الغشائي على سطح البيئة للميكروب.

التدريب العملي

أمامك البيئات التي قمت بتحضيرها، والمطلوب إجراء الاختبار.

الغاز المتصاعد	الرواسب	مقدار التكثير	البيئات	م
			بيئة جراثيم البكتيريا	١
			بيئة جراثيم الخمائر	٢
			بيئة جراثيم الفطريات	٣
			بيئة نقية بدون معاملة	٤

أسئلة

س١: أكمل العبارات التالية:-

- ١- جراثيم - - - - - أشد مقاومة للحرارة من جراثيم - - - - - ويرجع ذلك إلى
 - ٢- يجب عدم لمس - - - - - بالإبرة أثناء التلقيح.
 - ٣- عند تسخين الأنابيب في حمام مائي يجب أن يكون الماء - - - - -
 - ٤- بعد فترة التعرض للحرارة يجب - - - - -
 - ٥- يتم تحضين العينات على درجة حرارة - - - - - ولمدة - - - - -

س٢: ما هي الاحتياطات الخاصة التي يجب اتباعها عند إجراء الاختبار؟

الأحياء الدقيقة في الأغذية

عد بكتيريا الحليب بطريقة العد المباشر

الوحدة

اسم الوحدة: عد بكتيريا الحليب بطريقة العد المباشر.

الجذارة: التعرف والكشف عن الميكروبات التي توجد في الحليب.

الأهداف:

- ١ - أن يقوم المتدرب بالتعرف على الميكروبات التي تتواجد في الحليب..
- ٢ - أن يتعلم المتدرب كيفية إعداد البيئات وتعقيمها.
- ٣ - أن يقوم المتدرب باستخدام الميكروسكوب بالطريقة الصحيحة.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان الجذارة بنسبة ٩٨٪.

الوقت المتوقع للتدريب على الجذارة: ساعتان.

الوسائل المساعدة:

- ١ - وجود مختبر للأحياء الدقيقة مجهز بجميع الأدوات الازمة لإجراء الاختبارات المختلفة.
- ٢ - وجود بعض الأجهزة المساعدة مثل: المعمم - الحضان - جهاز العد الكلي للبكتيريا.
- ٣ - استخدام اللوحات التوضيحية المبينة لأشكال الكائنات الحية الدقيقة.

متطلبات الجذارة:

- ١ - أن يكون المتدرب قادراً على تطبيق خطوات التجربة بدقة والتعرف على أنواع الأحياء الدقيقة التي قام بتنميتها.
- ٢ - تحتاج الجذارة التدريب مسبقاً على كيفية استخدام الأجهزة التي تستخدم في الاختبار.

عد بكتيريا الحليب بطريقة العد الميكروسكوبى المباشر

Breeds method

يمكن إحصاء عدد البكتيريا في الحليب بطريقة العد الميكروسكوبى المباشر وفي هذه الطريقة يقدر مساحة الحقل الميكروسكوبى ثم يؤخذ حجم معلوم من الحليب (1 سم^3) وينشر على مساحة معلومة على الشريحة (1 سم^2) ثم يترك الحليب ليجف ويزال منه الدهن بالزيلول ثم يثبت الغشاء ويصبغ بالميثين الأزرق يقدر عدد البكتيريا في حوالي 25 حقل ميكروسكوبى ثم يؤخذ المتوسط الحسابي ويضرب في المعامل الميكروسكوبى (microscopic factor) ويلاحظ عد السلاسل والبكتيريا المتجمعة clumps كميکروب واحد وبذلك تعطى هذه الطريقة نتيجة مشابهة للعد على الأطباق

الأدوات والمأود الالزمة :

- ١ - عينة حليب.
- ٢ - شريحة ميكرومترية
- ٣ - ماصة باستير
- ٤ - شريحة بريد Breed أو شريحة مرسوم عليها اسم .

طريقة العمل

ا - قدر مساحة الحقل الميكروسكوبى باستعمال العدسة الزيتية بالطريقة الآتية:
 أ) اضبط الميكروسكوب على شريحة زجاجية بها تدرج ميكرومترى Micrometric scale (شريحة ميكرومترية) باستعمال العدسة الزيتية ثم ضع نقطة من زيت سيدر على الشريحة الميكرومترية ثم اضبط الميكروسكوب وحرك الشريحة الميكرومترية إلى أن يظهر طرف التدرج Scale في أول الحقل الميكروسكوبى ثم حرك ماسورة الميكروسكوب إلى أعلى إلى أن يصير الحقل الميكروسكوبى مساويا إلى 16 مم (160 ميكرون) ويلاحظ أنه عند رفع الماسورة يتسع الحقل الميكروسكوبى والعكس صحيح .

ب) عد التدرج الموجودة على طول قطر الحقل وهذا العدد يجب أن يكون من 14 إلى 16 وهذا معناه أن قطر الحقل الميكروسكوبى $14 - 16\text{ مم}$ ($140 - 160$ ميكرون).

ج) احسب مساحة الحقل الميكروسكوبى في صورة مربعة باستعمال المعادلة الآتية :

$$\text{المساحة} = \pi \cdot \text{نق}^2$$

حيث إن $\pi = 3,14$ ، نق = نصف القطر

إذا كان قطر المجال أو الحقل الميكروسكوبى يساوى ١٦٠ ميكرون

$$\text{فتكون المساحة} = 8.0 \times 8.0 \times 3.14 = 200.96 \text{ ميكرون مربع}$$

$$\text{عدد المجالات أو الحقول الموجودة في سم}^3 \text{ أي المعامل الميكروسكوبى} = \frac{1000 \times 1000 \times 1000}{200.96} = 1.0 \times 10^9$$

٢٠٠٩٦

$$= 5000 \text{ أو } 4976 \text{ تقريراً}$$

ولإيجاد عدد الميكروبات في سم³ من عينة الحليب يضرب المتوسط الحسابي لعدد الميكروبات في الحقل الميكروسكوبى X المعامل الميكروسكوبى X ١٠٠ حيث إن كمية الحليب الموضوعة هي ١ سم³

- اعمل غشاء من عينة الحليب المعطاة لك وذلك باستعمال شريحة برايد المرسوم عليها ١ سم³، وذلك بأخذ ١٠٠/١ سم³ من الحليب باستعمال ماصة باستير المعمقة مع ملاحظة تجفيف طرف الماصة قبل وضعه على الشريحة ثم نشره بواسطة أبرة معقمة على مساحة الـ ١ سم³ ثم جفف الشريحة على المصباح الكهربائي الذي أمامك مع مراعاة عدم إحداث تشوهات بالغشاء

ملحوظة:

يمكن استعمال غمس إبرة قياسية Galibrated loop حجمها يساوى ١٠٠/١ سم³ على ألا تعقم هذه الإبرة باللهم بل تعقم بغمصها في ماء يغلي ثم تجفيفها بفوطة نظيفة معقمة.

- ضع الشريحة في أناء به زيلول لمدة دقيقة واحدة لإزالة الدهن، جفف في الهواء ثم اغمصها في كحول ٩٥٪ لمدة دقيقة لثبت الغشاء اترك الشريحة في الهواء لتجف ثم اصبغها بأزرق الميثيلين لمدة نصف دقيقة ثم أغسلها بالماء وبعد تجفيفها افحصها بالعدسة الزيتية

٤- عد الميكروبات في ٢٥ مللا واحسب العدد الكلي بالطريقة السابقة

الحساب	الخطوات
	<ol style="list-style-type: none"> ١- قطر الحقل الميكروسكوبى باستعمال العدسة الزيتية (ميكرون) ٢- مساحة الحقل الميكروسكوبى للعدسة الزيتية (ميكرون مربع) . ٣- عدد الحقول الميكروسكوبية في ١ سم^٢ . ٤- المتوسط الحسابي لعدد الميكروبات في الحقل الميكروسكوبى الواحد وذلك بعد عد البكتيريا . ٥- عدد البكتيريا في ١ سم^٢ .

قد تستعمل صبغة نيومان New-mans stain مباشرة بغمرا الغشاء فيها لمدة ١٥ ثانية حيث إن تركيبها يسمح بإزالة الدهن ويثبت الغشاء وصبغ البكتيريا. أمل الشريحة للتخلص من الصبغة وهذا يستغرق حوالي ٣٠ ثانية ثم تغسل بالماء ثم تجفف على المصباح الكهربائي وتفحص بالعدسة الزيتية .

وفيما يلي تركيب الصبغة :

١ جرام أزرق الميثيلين

٥٤ سم^٢ كحول الايثايل

٤٠ سم^٢ رابع كلورور الإيثان

٦ سم^٢ حامض خليك ثلاثي.

يضاف الكحول إلى رابع كلورور الإيثان ويسخن على حمام مائي على ٧٠ م° (بحيث لا يزيد عن هذه الدرجة) ثم يضاف المخلوط إلى الميثيلين الأزرق ويرج إلى أن تذوب الصبغة ثم يبرد ويضاف حامض الخليك ببطء ثم يرشح.

ملحوظة:

أهم عيوب هذه الطريقة: هو ظهور الميكروبات الحية والميتة وبذلك تعطى أعداد كبيرة كما يلاحظ أن سمك الغشاء قد أهمل في الحسابات السابقة.

من أهم مزايا هذه الطريقة: السرعة في إجرائها كما أنها تعطي فكرة عن أنواع البكتيريا الموجودة في الحليب وعن وجود التهاب الضرع من عدمه حيث تظهر كرات الدم البيضاء.

أسئلة

س ١: أكمل العبارات التالية:

- ١- الشريحة المستخدمة في العد الميكروبي تسمى - - - - -
- ٢- مساحة الحقل الميكروسكوبية عبارة عن - - - - -
- ٣- المتوسط الحسابي لعدد الميكروبات في الحقل الميكروسكوبي يساوي - - - - -
- ٤- تغمض الشريحة في كحول ٩٥٪ ثم تترك لمدة - - - دقيقة وذلك - - - - -
- ٥- أهم عيوب هذه الطريقة - - - - -
- ٦- أهم المزايا - - - - -

المحتويات

المقدمة

١	الوحدة الأولى: الاحتياطات الخاصة بالمخبر والتعرف على الأجهزة
٦	الوحدة الثانية: مصادر التلوث
١٦	الوحدة الثالثة: مواصفات المستعمرات البكتيرية
٢٠	الوحدة الرابعة: الفطريات في الأغذية
٢٦	الوحدة الخامسة: الخمائر في الأغذية
٣٢	الوحدة السادسة: بكتريولوجيا المياه
٤٧	الوحدة السابعة: الإنزيمات البكتيرية
٥٢	الوحدة الثامنة: تابع الإنزيمات البكتيرية
٥٦	الوحدة التاسعة: الاختبارات التي تجرى على الفواكه المجففة
٦١	الوحدة العاشرة: الاختبارات التي تجرى على الدقيق
٦٦	الوحدة الحادي عشر: الاختبارات التي تجرى على المشروبات المعبأة
٧١	الوحدة الثانية عشر: الاختبارات التي تجرى على الأغذية المعلبة غير الفاسدة
٧٧	الوحدة الثالثة عشر: دراسة مقاومة جراثيم (البكتيريا - الفطريات - الخمائر) للحرارة
٨١	الوحدة الرابعة عشر: عد بكتيريا الحليب بطريقة العد микروسكوبى المباشر
٨٦	الملاحق

